


默克大包装定制服务

单抗药物(mAb)领域



在治疗性单抗药物 (mAb) 和仿制药的生产过程中,无论从靶点发现到细胞株构建,还是从抗体鉴定到放大生产,选择合适的试剂、工具、服务和技术都至关重要。在此,默克提供现成的和可定制的方案,将有助于客户更快地推进抗体药物的研发进程。

货号	描述 (产品名称)	流程/分类	特点及应用
T1145	L-酪氨酸	细胞培养基组分	≥98%, 适合细胞培养
A4284	L-天冬酰胺	细胞培养基组分	≥99%, 适合细胞培养
A4159	L-天冬酰胺	细胞培养基组分	≥98%, 适合细胞培养
A7219	L-天冬氨酸	细胞培养基组分	≥98.5%, 无动物源成分, 符合EP, USP, 适合细胞培养
C7352	L-半胱氨酸	细胞培养基组分	≥98%, 无动物源成分, 适合细胞培养
A9920	β-丙氨酸	细胞培养基组分	≥98%, 适合细胞培养
G7513	L-谷氨酰胺	细胞培养基组分	≥98%, 适合细胞培养, 无菌, 溶液形式
A8185	丙氨酸-谷氨酰胺 (丙谷二肽)	细胞培养基组分	≥98%, 适合细胞培养
S5761	碳酸氢钠	细胞培养基组分	≥99.5%, 适合细胞培养
G7021	D-(+)-葡萄糖	细胞培养基组分	≥99.5%, 适合细胞培养
F8758	叶酸	细胞培养基组分	≥97%, 适合细胞培养
V6629	维生素 B12	细胞培养基组分	≥98%, 适合细胞培养
F3388	柠檬酸铁	细胞培养基组分	≥98%, 适合细胞培养, 细胞培养中的铁源
T0665	人全转铁蛋白	细胞培养基组分	≥97%, 适合细胞培养, 帮助细胞传递铁
C7527	氯化胆碱	细胞培养基组分	≥98%, 适合细胞培养
A3286	N-乙酰基-D-葡萄糖胺	细胞培养基组分	≥95%, 适合细胞培养
A9731	人重组白蛋白	细胞培养基组分	≥96%, 适合细胞培养, 无动物来源添加剂
F8318	澳洲胎牛血清 (FBS)	细胞培养基组分	适用于多种细胞
H107	(2-羟丙基)-β-环糊精	细胞培养基组分	≥98%, 动物免疫佐剂, 药物制剂辅料
D4902	地塞米松	细胞培养基组分	≥97%, 适合细胞培养
A7824	6-氨基己酸	细胞培养基组分	≥99%, 适合细胞培养, 抗溶栓, 溶栓药物生产必备
H0262	HAT 培养基添加剂 Hybri-Max	细胞培养基组分	辐照除菌, 适用于杂交瘤筛选, 50×溶液形式
T1895	胸腺嘧啶核苷	细胞培养基组分	≥99%, 适合细胞培养, 核苷酸合成底物, 可用于杂交瘤筛选
T9250	胸腺嘧啶核苷	细胞培养基组分	≥99%, 适合细胞培养, 核苷酸合成底物, 可用于杂交瘤筛选
U3003	尿嘧啶核苷	细胞培养基组分	≥99%, 适合细胞培养, 核苷酸合成底物
U3750	尿嘧啶核苷	细胞培养基组分	≥99%, 适合细胞培养, 核苷酸合成底物
K4894	Kolliphor HS 188 (Poloxamer 188)	细胞培养试剂	细胞培养消泡剂, 非离子型除垢剂
T1426	胰蛋白酶	细胞培养试剂	来源于牛胰腺, 适用于常规细胞消化

货号	描述 (产品名称)	流程/分类	特点及应用
D2650	DMSO	细胞培养试剂	≥99.7%，适用于杂交瘤等细胞冻存
D8418	DMSO	细胞培养试剂	≥99.9%，适用于细胞、分子实验
D4540	DMSO	细胞培养试剂	≥99.5%，适用于植物等细胞冻存
C2874	CRYOSTOR细胞冻存液	细胞培养试剂	干细胞等珍贵细胞的抗冻剂
C2999	CRYOSTOR细胞冻存液	细胞培养试剂	干细胞等珍贵细胞的抗冻剂
M5379	L-蛋氨酸砒亚胺 (MSX)	细胞筛选试剂	≥98%，适合细胞培养，用于CHO-GS细胞的筛选和加压
M8407	甲氨蝶呤 (MTX)	细胞筛选试剂	≥98%，适合细胞培养，用于CHO-DHFR细胞的筛选和加压
H9377	次黄嘌呤	细胞筛选试剂	≥99%，适用于杂交瘤筛选
A1720	G 418	细胞筛选试剂	抗生素，用于细胞株筛选
S6322	SIGMA佐剂系统	动物免疫	弗氏佐剂替代品，适用于小鼠，增加抗原免疫效果
F5506	弗氏不完全佐剂	动物免疫	用于增加抗原免疫效果
F5881	弗氏完全佐剂	动物免疫	用于增加抗原免疫效果
A6106	抑肽酶	抗体(蛋白)纯化	≥98%，来源于牛肺，丝氨酸蛋白酶抑制剂
A6103	抑肽酶	抗体(蛋白)纯化	≥98%，烟草细胞表达，丝氨酸蛋白酶抑制剂
A1153	抑肽酶	抗体(蛋白)纯化	来源于牛肺，丝氨酸蛋白酶抑制剂
DN25	DNase I	抗体(蛋白)纯化	来源于牛胰腺，用于DNA消化
D5025	DNase I	抗体(蛋白)纯化	来源于牛胰腺，用于DNA消化
T0440	3,3',5,5'-四甲基联苯胺 (TMB)	抗体(蛋白)检测	ELISA用，辣根过氧化物酶-HRP的显色底物
T8768	3,3',5,5'-四甲基联苯胺 (TMB)	抗体(蛋白)检测	ELISA用，辣根过氧化物酶-HRP的显色底物
A0170	HRP偶联羊抗人IGG(FC)二抗	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中的二抗
A0293	HRP偶联羊抗人IGG(FAB)二抗	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中的二抗
I2136	羊抗人IGG (FC)二抗	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中的二抗
M3534	羊抗鼠IGG(FC)二抗	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中的二抗
F9512	FITC偶联羊抗人IGG(FC)二抗	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中的二抗
A0168	HRP偶联羊抗鼠IGG(FC)二抗	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中的二抗
A2554	HRP偶联羊抗鼠IGG(FC)二抗	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中的二抗
A9044	HRP偶联兔抗鼠IGG(全分子)二抗	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中的二抗
A8667	HRP偶联羊抗人IGG(全分子)二抗	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中的二抗
I5154	人IgG1,κ	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中作为抗体对照品
I5404	人IgG2,κ	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中作为抗体对照品
M9269	鼠IgG1,κ	抗体(蛋白)检测	WB或ELISA反应中作为抗体对照品
A7164	HRP偶联羊抗人KAPPA轻链抗体	抗体(蛋白)检测	可用于抗体亚型鉴定
I4506	IGG蛋白	抗体(蛋白)检测	≥95%，来源于人类血清，WB或ELISA反应中的抗体对照品
V900933	牛血清白蛋白 (BSA)	抗体(蛋白)检测	≥98%，蛋白标准品，缓冲液成分
M8639	乙酰神经氨酸钠盐	抗体(蛋白)检测	≥95%，神经氨酸酶荧光测定法的底物
P6887	胃蛋白酶	抗体(蛋白)检测	来源于猪胃粘膜，用于抗体酶切
P8375	辣根过氧化物酶 (HRP)	抗体(蛋白)检测	用于抗体标记
I9516	异丙醇	抗体(蛋白)检测	常用溶剂
K0383	马来酰亚胺活化 KLH	其他	检测含半胱氨酸肽中未反应的巯基，用于ADC药物的肽偶联
T8885	凝血酶	其他	丝氨酸蛋白酶，可同时促进促凝血和抗凝血作用
T4648	凝血酶	其他	丝氨酸蛋白酶，可同时促进促凝血和抗凝血作用

上海

上海市浦东新区东育路227弄3号
前滩世贸中心(二期)C栋15-18层
电话: (021)20338288
传真: (021)50803042
邮编: 200126

北京

北京市朝阳区将台路甲2号
诺金中心25层
电话: (010)59072688
传真: (010)59072699
邮编: 100016

广州

广州市天河区冼村路5号
凯华国际中心1201-1204
电话: (020)32255333
传真: (020)32255380
邮编: 510623

成都

成都市锦江区人民南路二段1号
仁恒置地广场1706室
电话: (028)80740222
传真: (028)80740227
邮编: 610016



默克生命科学
致力于解决生命科学
中的棘手问题



默克生命科学微客服
一站式产品货期、定单物流、
发票、账款查询平台

默克生命科学技术服务热线: 400 620 3333或400 889 1988转2号线
中国技术服务中心: tscn@merckgroup.com
更多详情, 敬请登录: www.merckmillipore.com www.sigmaaldrich.cn
资料编号: 04/2022

默克生命科学业务部在美国和加拿大以MilliporeSigma名称运营。
Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany
merckgroup.com

© 版权归德国达姆施塔特默克集团 (Merck KGaA) 及/或其附属公司所有。保留一切权利。
默克和活力M是德国达姆施塔特Merck KGaA及其子公司的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
商标的详细信息可通过公开访问的资源了解。

普通合伙人公司 商业注册: AG Darmstadt HRB 6164 注册办公地址: 达姆施塔特 监督委员会主席: Wolfgang Büchele
执行委员会和普通合伙人: Stefan Oschmann (董事长兼首席执行官), Belén Garijo, Kai Beckmann, Peter Guenter, Matthias Heinzel, Marcus Kuhnert