


默克大包装定制服务

小分子药物领域



一直以来，化药小分子药物在疾病治疗和药物研发领域占有重要地位。从靶点发现到先导化合物筛选，从候选药物合成到临床研究，在小分子新药研发和生产流程的每个关键步骤中，默克作为全球领先的科技公司，始终站在行业前沿，为小分子药物研发、生产、质量控制提供创新技术和全流程解决方案。

产品货号	中文名称	CAS号	Specification	应用
63677	(-)-薄荷酮	14073-97-3	纯度≥99.0%	分析标准品
217425	Dowex 1X8-200 离子交换树脂	69011-19-4	100-200 mesh, 耐受pH 0-14	色谱分离
44519	Dowex 50WX8氯型离子交换树脂	69011-20-7	200-400 mesh, 交联度 8%	TLC、纸色谱和 LPLC 的分离介质
82950	菲啰啉一钠盐	69898-45-9	纯度≥97.0%	亚铁螯合剂
650447	异丙醇	67-63-0	纯度≥99.9%, 0.2μm滤膜过滤	色谱, 光谱分析
G4022	氯化金 (III) 三水合物	16961-25-4	ACS 级别, 纯度 ≥49.0%	催化剂
199974	氧化铝 (活性, 中性)	1344-28-1	粒径: 40-160 μm, 孔径: 58 Å	Ag催化剂载体, 色谱填料
207977	碘酸钾	—	纯度≥98%	氧化剂, 合成反应
V900020	氯化镁 六水合物	7791-18-6	纯度≥98%	PCR反应试剂
F5879	柠檬酸铁 (III) 铵	1185-57-5	铁含量, 16.5-18.5%	铁补充剂
H9627	苏木精	517-28-2	—	细胞染色剂
228710	硝普钠二水合物	13755-38-9	ACS 级别, 纯度≥99%	催化剂
244023	六氟基铁(III)酸钾	13746-66-2	ACS 级别, 纯度≥99%	氧化剂
V900880	硫代硫酸钠 五水合物	10102-17-7	纯度: 98.5-101.5%	阴离子表面活性剂, 药物分散剂
B65705	2-溴乙胺 氢溴酸盐	2576-47-8	纯度≥99%	合成砌块
M0375	马来酸	110-16-7	纯度≥99%	药物成盐反应
262021	二叔丁基双(三氟甲磺酰氧基)硅烷	85272-31-7	纯度≥97%	α-半乳糖神经酰胺合成
262005	三氯化六铵合钨	14282-91-8	纯度≥98%	催化剂
255165	三丁基甲基氯化铵 溶液	56375-79-2	75 wt. % 水溶液	催化剂
20820	碘化丁酰硫代胆碱	1866-16-6	puriss., ≥99.0%	酶活性测定底物
289957	十二烷基苯磺酸钠	25155-30-0	良好的光谱分辨特性	离子表面活性剂
I5133	咪唑烷基脲	39236-46-9	—	药理学代谢研究
56485	N-羟基硫代琥珀酰亚胺 钠盐	106627-54-7	纯度≥98%	合成砌块
156159	氰基硼氢化钠	25895-60-7	纯度≥95%	合成砌块
I2399	咪唑	288-32-4	纯度≥ ≥99%	缓冲剂, 组胺拮抗剂
D6924	硫酸葡聚糖钠盐	9011-18-1	平均mol wt 9,000-20,000	核糖核酸酶抑制剂
V900483	Trizma® 碱	77-86-1	纯度≥99.9% (titration)	缓冲液或混合缓冲制剂的组分
840035P	18:1 PS (DOPS)	90693-88-2	纯度>99% (TLC)	脂质体制备

产品货号	中文名称	CAS号	Specification	应用
G8540	L-谷氨酰胺	56-85-9	符合USP标准, 99.0-101.0%	细胞培养, 培养基组分
V900477	羟乙基哌嗪乙硫磺酸	7365-45-9	纯度≥99.5%	细胞培养, 培养基组分
H5534	反式 -4-羟基- L -脯氨酸	51-35-4	纯度≥98.5%	非标准蛋白质氨基酸,
V900932	D -(+)-海藻糖 二水合物	6138-23-4	纯度≥99%	细胞冷冻保护剂
X405	Triton™ X-405 溶液	9036-19-5	70% 水溶液	膜蛋白增溶、分离和提纯
T1395	(±)-α-硫辛酸	1077-28-7	纯度≥99%	细胞培养
A8960	L-抗坏血酸-2-磷酸酯镁盐水合物	1713265-25-8	纯度≥95%	生物催化脱磷酸化
C6727	L-胱氨酸 二盐酸盐	30925-07-6	纯度≥98.0%	细胞培养
M1753	1-硫代甘油	96-27-5	纯度≥97%	原位甘油激酶活性的抑制剂
A0718	三氯化铝	7784-13-6	符合EP, BP, USP标准	合成试剂
G5516	甘油	56-81-5	纯度≥99.0%	凝胶电泳, 或MALDI分析
T1378	三 (羟甲基) 氨基甲烷	77-86-1	纯度≥99% (titration)	Tris 缓冲液, 或校准电极
485497	苯胺-13C6	100849-37-4	99 atom % 13C	稳定性同位素, 示踪剂
81260	聚乙二醇	25322-68-3	平均 Mn 6,000	用于蛋白质/肽修饰
378232	六氟基钕(II)酸钾 水合物	339268-21-2	—	钕紫 (RP) 膜合成
701122	氯化铁(III)	7705-08-0	纯度≥99.9%	绿色化学试剂, 催化剂
235334	3,6-二硫杂-1,8-辛二醇	5244-34-8	纯度≥97%	二级硫基催化剂
T84603	三苯基氧膦	791-28-6	纯度≥98%	催化剂
718165	三正辛基膦	4731-53-7	纯度≥97%	合成试剂

上海

上海市浦东新区东育路227弄3号
前滩世贸中心(二期)C栋15-18层
电话: (021)20338288
传真: (021)50803042
邮编: 200126

北京

北京市朝阳区将台路甲2号
诺金中心25层
电话: (010)59072688
传真: (010)59072699
邮编: 100016

广州

广州市天河区冼村路5号
凯华国际中心1201-1204
电话: (020)32255333
传真: (020)32255380
邮编: 510623

成都

成都市锦江区人民南路二段1号
仁恒置地广场1706室
电话: (028)80740222
传真: (028)80740227
邮编: 610016



默克生命科学
致力于解决生命科学
中的棘手问题



默克生命科学微客服
一站式产品货期、定单物流、
发票、账款查询平台

默克生命科学技术服务热线: 400 620 3333或400 889 1988转2号线
中国技术服务中心: tscn@merckgroup.com
更多详情, 敬请登录: www.merckmillipore.com www.sigmaaldrich.cn
资料编号: 04/2022

默克生命科学业务部在美国和加拿大以MilliporeSigma名称运营。
Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany
merckgroup.com
© 版权归德国达姆施塔特默克集团 (Merck KGaA) 及/或其附属公司所有。保留一切权利。
默克和活力M是德国达姆施塔特Merck KGaA及其子公司的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
商标的详细信息可通过公开访问的资源了解。
普通合伙合伙人公司 商业注册: AG Darmstadt HRB 6164 注册办公地址: 达姆施塔特 监督委员会主席: Wolfgang Büchele
执行委员会和普通合伙人: Stefan Oschmann (董事长兼首席执行官), Belén Garijo, Kai Beckmann, Peter Guenter, Matthias Heinzel, Marcus Kuhnert