


默克大包装定制服务

疫苗行业



疫苗的研发新策略层出不穷，不管是传统的灭活疫苗，减毒苗，还是茁壮成长的病毒载体疫苗，基因工程疫苗，同样包括新兴的核酸疫苗，默克都能提供现成的和可定制的解决方案，包括高品质的试剂，策略，工具和服务，全面助力疫苗客户快速高效的推进疫苗药物的研发和生产进程。

货号	描述 (产品名称)	流程/分类	特点及应用
699800P	MPLA (PHAD®)单磷酸脂质A	免疫佐剂	>99% (HPLC); Avanti 极性脂质
699855P	3D-(6-acyl) PHAD®磷酸化六酰基二糖	免疫佐剂	人用疫苗的佐剂
F5506	弗氏不完全佐剂	免疫佐剂	动物疫苗佐剂
846725P	18:1 Lyso PE	免疫佐剂	脂类，疫苗递送系统的组分
M7279	N,N'-亚甲基双丙烯酰胺	凝胶制备	分子级别，≥99.5%；交联剂，适合电泳
D6750	脱氧胆酸钠	基础生化试剂	≥97% (titration)；病毒裂解剂，离子去垢剂
472301	二甲基亚砜	基础生化试剂	≥99.9%；细胞冷冻剂
T9284	Triton™ X-100	基础生化试剂	表面活性剂和乳化剂，细胞的通透化处理
S5761	碳酸氢钠	基础生化试剂	适合细胞培养
C8356	乳酸钙 五水合物	基础生化试剂	符合美国药典 (USP) 检测规范
X114	Triton™ X-114	基础生化试剂	表面活性剂和乳化剂
H6269	溴化十六烷基三甲铵	基础生化试剂	≥99%；表面活性剂，核酸提取缓冲液组分
F5879	柠檬酸铁 (III) 铵	基础生化试剂	用于微生物培养
I2399	咪唑	基础生化试剂	≥99% (titration)；特别适用于 pH 6.2-7.8 范围内的缓冲液
P5655	磷酸钾 一元	基础生化试剂	≥ 99.0%，适合动物细胞培养，昆虫细胞培养
P1379	TWEEN® 20	基础生化试剂	非离子型的表面活性剂
60135	氯化钾 溶液	基础生化试剂	超纯级，总氮杂质≤0.001%
V900418	生物素	基础生化试剂	≥99%，氨基酸代谢的辅酶
P3786	磷酸二氢钾	基础生化试剂	ACS reagent，≥98%；缓冲盐
316393	三乙酰氧基硼氢化钠	基础生化试剂	97%；还原剂
B65705	2-溴乙胺 氢溴酸盐 (BEA)	有机试剂	纯度99%；病毒灭活剂，有机合成中间体
E7750	N- (3-二甲氨基丙基) -N'-乙基碳二亚胺 盐酸盐 (EDC)	有机试剂	偶联剂，多糖衍生剂，水溶性缩合试剂，交联剂
L9037	L-赖氨酸 一水合物	细胞培养	适合细胞培养，无动物源成分，培养基添加剂
A7094	L-天冬酰胺 一水合物	细胞培养	适合细胞培养，无动物源成分，培养基添加剂
H6034	L-组氨酸	细胞培养	适合细胞培养，无动物源成分，培养基添加剂
N1511	β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸水合物 (辅酶 A；NAD)	细胞培养	≥99%；电子受体
P5482	L-苯基丙氨酸	细胞培养	适合细胞培养，无动物源成分

货号	描述 (产品名称)	流程/分类	特点及应用
P5780	腐胺 二盐酸盐	细胞培养	适合细胞培养, 培养基组分
V0513	L-缬氨酸	细胞培养	适合细胞培养, 无动物源成分
M5308	L-甲硫氨酸	细胞培养	适合细胞培养, 无动物源成分
T1895	胸苷	细胞培养	生物试剂, 适合细胞培养, 培养基添加剂
G7765	明胶 来源于冷水鱼类的皮肤	细胞培养	细胞培养基质胶
A7219	L-天冬氨酸	细胞培养	培养基添加剂
G8415	L-谷氨酸	细胞培养	培养基添加剂
A8311	消泡剂 204	细菌发酵, 细胞培养	适用于减少微生物发酵系统和哺乳动物悬浮培养物中的泡沫
A8582	消泡剂 SE-15	细菌发酵, 细胞培养	消泡剂, 适合细菌发酵和动物细胞培养系统
T6066	Trizma® 碱	缓冲液	≥99.9% (titration); 符合 EP、USP 检测要求, 适合细胞培养, 可为缓冲液组分
H1387	Hanks平衡盐	缓冲液	缓冲盐, 适合细胞培养
V900933	牛血清白蛋白	蛋白类	蛋白检测法用于蛋白定量中的一种标准品
A1933	牛血清白蛋白 来源于牛血清	蛋白类	≥98%; 新西兰来源, 适合细胞培养, 也可作为蛋白保护剂
T0665	全转铁蛋白 人	蛋白类	≥97%; 适合细胞培养

上海
上海市浦东新区东育路227弄3号
前滩世贸中心(二期)C栋15-18层
电话: (021)20338288
传真: (021)50803042
邮编: 200126

北京
北京市朝阳区将台路甲2号
诺金中心25层
电话: (010)59072688
传真: (010)59072699
邮编: 100016

广州
广州市天河区冼村路5号
凯华国际中心1201-1204
电话: (020)32255333
传真: (020)32255380
邮编: 510623

成都
成都市锦江区人民南路二段1号
仁恒置地广场1706室
电话: (028)80740222
传真: (028)80740227
邮编: 610016



默克生命科学
致力于解决生命科学
中的棘手问题



默克生命科学微客服
一站式产品货期、定单物流、
发票、账款查询平台

默克生命科学技术服务热线: 400 620 3333或400 889 1988转2号线
中国技术服务中心: tscn@merckgroup.com
更多详情, 敬请登录: www.merckmillipore.com www.sigmaaldrich.cn
资料编号: 04/2022

默克生命科学业务部在美国和加拿大以MilliporeSigma名称运营。
Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany
merckgroup.com
© 版权归德国达姆施塔特默克集团 (Merck KGaA) 及/或其附属公司所有。保留一切权利。
默克和活力M是德国达姆施塔特Merck KGaA及其子公司的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
商标的详细信息可通过公开访问的资源了解。
普通合伙人公司 商业注册: AG Darmstadt HRB 6164 注册办公地址: 达姆施塔特 监督委员会主席: Wolfgang Büchele
执行委员会和普通合伙人: Stefan Oschmann (董事长兼首席执行官), Belén Garijo, Kai Beckmann, Peter Guenter, Matthias Heinzel, Marcus Kuhnert