


聚全球智慧，赋能本土IVD企业

从概念到临床，您值得信赖的合作伙伴



简化检测开发和制造流程

从概念到临床，让深谙IVD市场的Merck为您保驾护航。

通过适用产品为IVD制造流程中的每一个环节提供必要的质量、一致性和文档支持，加快上市速度。



检测开发

全面的产品线和支持

- 各种适用于研发和规模化扩展的产品
- 研发和制造专业技术
 - 顾问式产品选择建议
 - 广泛的网络资源



规模化扩展

实现从研发到商业化的平稳过渡

- 适用试剂
- 定制服务
 - 定制订单
 - 定制包装
 - 定制测试



生产制造

为制造过程中原料的供应和应用提供支持

- 评估和降低风险
- 全球供应链支持
- 增强质量计划
- 代工生产



推动IVD创新和开发

依托我们的专业技术。

全面的优质产品线供您选择，可满足您开发的所有IVD检测要求。

>300,000 款
现有产品

• 便利且备货充足

利用便利且备货充足的关键研发试剂优化您的开发周期

• 顾问式产品选择建议

在我们的顾问式支持下，初次接洽即可找到正确材料，避免不必要的材料反复验证环节

• 适于规模化扩展

我们的内部研发和制造专业技术为您规模化扩展提供支持，从检测开发到生产制造均可从中受益

通过我们业界领先的网站访问在线支持资源，包括：

- 产品选择工具和计算器
- 数据单页
- 白皮书
- 应用说明
- 诊断专用网页内容


简化您的IVD 规模化扩展

让我们包含广泛定制服务的
全球制造能力为您助力。



默克的服务能力

默克利用多年在体外诊断，工业产品规模化生产等方面的知识储备与经验，充分考虑体外诊断企业从产品开发到工艺放大生产整个流程中各个环节的需求，为客户提供针对每个客户独特需求的CDMO定制化服务。



CDMO定制化技术平台

我们拥有+30万种产品，且全球的+60家生产工厂遍布世界各地，21个经ISO 13485认证的IVD生产基地，每家工厂均具有在产品研发，产业化生产及产品质量监测的丰富经验及完备体系。

目前，默克已经在PCR/QPCR，化学发光，侧向层析（定性 & 定量），液体活检，CRISPR等如下平台及技术的体外诊断试剂产品定制开发与生产的成功案例中积累了大量经验储备。

CDMO赋能体外诊断企业的应用平台



CDMO体外诊断试剂盒开发涉及的相关疾病种类

传染病	优生优育	心肌	肿瘤	炎症
新生儿筛查	自免疾病	脑损伤	阿尔茨海默症	贫血
肝功	肾功能	胃功能	胰腺	甲状腺疾病
血脂	血栓及凝血类	糖代谢	骨代谢	高血压
心血管疾病	过敏症	治疗药物	离子及微量元素类	特种蛋白类
食品安全	宠物诊断			

服务项目列表清单

化学发光AE体系

产品系列	检测项目	项目名称
甲功类	FT3	游离三碘甲状腺原氨酸
	FT4	游离甲状腺素
	T3	三碘甲状腺原氨酸
	T4	甲状腺素
	TSH	促甲状腺素
性激素类	Testosterone	睾酮
	Progesterone	孕酮
	Estradiol	雌二醇
	LH	黄体生成素
	FSH	促卵泡生成激素
	Prolactin	泌乳素
	AMH	抗穆勒氏管激素
代谢类	C-Pepitde	C肽
	Insulin	胰岛素
心肌类	Troponin I	肌钙蛋白 I
	Myoglobin	肌红蛋白
	CK-MB	肌酸激酶同工酶
	NT-proBNP	氨基末端脑利钠肽前体
	BNP	B型利钠肽
	HS CRP	超敏C反应蛋白
炎症类	PCT	降钙素原
	SAA	血清淀粉样蛋白A
	AFP	甲胎蛋白
	CEA	癌胚抗原
	CYFRA 21-1	细胞角蛋白十九片段
肿瘤类	NSE	神经元特异性烯醇化酶
	Total PSA	总前列腺特异性抗原
	Free PSA	游离前列腺特异性抗原
	Ferr	铁蛋白
	HE4	附睾蛋白
	β-HCG	β-绒毛膜促性腺激素
	SCCA	鳞状细胞癌相关抗原
	PGI	胃蛋白酶原 I
	PG II	胃蛋白酶原II

化学发光AP体系

类别	项目名称
甲状腺激素	总三碘甲状腺原氨酸 (TT3)
	游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)
	总甲状腺素 (TT4)
	游离甲状腺素 (FT4)
	促甲状腺激素 (TSH)
	抗甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)
	抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)
	促甲状腺激素受体抗体 (TRAb)
	甲状腺球蛋白 (TG)
	反三碘甲状腺原氨酸 (rT3)
性激素	雌二醇 (E2)
	孕酮 (P)
	睾酮 (T)
	人绒毛膜促性腺激素 (Total-hCGβ)
	游离人绒毛膜促性腺激素β亚单位 (F-hCGβ)
	泌乳素 (PRL)
	促卵泡生成素 (FSH)
	促黄体生成素 (LH)
	生长激素 (hGH)
	游离雌三醇 (FE3)
	性激素结合球蛋白 (SHBG)
	抑制素B
	抑制素A
	游离睾酮 (FT)
	抗缪勒管激素 (AMH)
糖代谢	硫酸脱氢表雄酮DHEAS
	C肽 (C-P)
	胰岛素 (INS)
	抗人胰岛素抗体 (INS-Ab)
	谷氨酸脱羧酶抗体 (GAD65)
肾功能	胰岛细胞抗体 (ICA)
	β2-微球蛋白 (β2-MG)
	胱抑素C (Cys-C)
	视黄醇结合蛋白 (RBP)
	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 (NGAL)
肝功能	人尿微量白蛋白 (H-ALB)
	III型前胶原N端肽 (PIIINP)
	IV型胶原 (CIV)
	层粘蛋白 (LN)
	透明质酸 (HA)
胃肠道	甘胆酸
	壳酶蛋白
	胃蛋白酶原 I (PG I)
	胃蛋白酶原 II (PG II)
	幽门螺旋杆菌分型抗体 (Hp-Ab)
心肌/心血管/炎症	胃泌素17 (G17)
	粪便钙卫蛋白
	肌钙蛋白I (cTnI)
	肌红蛋白 (MYO)
	肌酸激酶同工酶 (CK-MB)
	脑钠肽 (BNP)
	N-末端脑钠肽前体 (NT-proBNP)
	心型脂肪酸结合蛋白 (H-FABP)
	D-二聚体 (D-Dimer)
	同型半胱氨酸 (HCY)
	白介素6 (IL-6)
	降钙素原 (PCT)

化学发光AP体系

类别	项目名称
心肌/心血管/炎症	全程C-反应蛋白(CRP)
	血清淀粉样蛋白A(SAA)
	肌钙蛋白T(cTnT)
	可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)
骨代谢	生长分化因子15(GDF15)
	全段甲状旁腺激素(iPTH)
	25-羟基维生素D(25-OH-Vit-D)
	骨钙素(BGP)
肿瘤标志物	I 型胶原C端肽(CTX)
	I 型前胶原氨基端前肽(P I NP)
	甲胎蛋白(AFP)
	癌抗原 15-3(CA15-3)
	糖类抗原 19-9(CA19-9)
	糖类抗原 50(CA50)
	糖类抗原 125(CA125)
	癌胚抗原(CEA)
	铁蛋白(FERRITIN)
	游离前列腺特异抗原(f-PSA)
	总前列腺特异抗原(t-PSA)
	神经元特异性烯醇化酶(NSE)
	鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)
	糖类抗原 72-4(CA72-4)
	细胞角蛋白 19片段(CYFRA21-1)
	人附睾蛋白 4(HE4)
	糖类抗原 242(CA242)
	胃泌素释放肽前体(proGRP)
	结合型前列腺特异性抗原(C-PSA)
	中枢神经特异性蛋白(S100)
	异常凝血酶原(PIVKA-II)
	组织多肽特异抗原(TPS)
营养	维生素B12(VB12)
	叶酸(FA)
高血压	皮质醇
	醛固酮(ALD)
	肾素(Renin)
	促肾上腺皮质激素(ACTH)

化学发光AP体系

类别	项目名称
术前八项	丙肝HCV
	乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)
	乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)
	乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)
	乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)
	乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)
	梅毒螺旋体抗体(Anti-TP)
	人类免疫缺陷病毒抗原及抗体(HIV Ag/Ab)
TORCH	弓形虫IgG/IgM抗体(TOXO IgG/IgM)
	巨细胞病毒IgG/IgM抗体(CMV IgG/IgM)
	风疹病毒IgG/IgM抗体(Rubella IgG/IgM)
	I+ II 型单纯疱疹病毒IgG/IgM抗体(HSV-1+2 IgG/IgM)
脑损伤	胶质纤维酸性蛋白(GFAP)

侧向层析平台

应用疾病	标志物	平台
心肌	B型脑钠肽	定性/定量
	D-二聚体/肌钙蛋白I	定性/定量
	N-末端脑钠肽前体	定性/定量
	N-末端脑钠肽前体/肌钙蛋白I	定性/定量
	N-末端脑钠肽前体/肌钙蛋白I/心脏型脂肪酸结合蛋白	定性/定量
	超敏C-反应蛋白	定性/定量
	超敏肌钙蛋白T/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶cTnT/MYO/CK-MB	定性/定量
	肌钙蛋白I/B型脑钠肽	定性/定量
	肌钙蛋白I/B型脑钠肽/D-二聚体	定性/定量
	肌钙蛋白I/肌红蛋白	定性/定量
	肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶	定性/定量
	肌钙蛋白I/髓过氧化物酶/超敏C-反应蛋白	定性/定量
	肌钙蛋白I/心型脂肪酸结合蛋白	定性/定量
	肌钙蛋白I/心脏型脂肪酸结合蛋白/肌酸激酶同工酶	定性/定量
	肌红蛋白	定性/定量
	肌酸激酶同工酶/肌红蛋白	定性/定量
	髓过氧化物酶/心型脂肪酸结合蛋白/心肌肌钙蛋白T	定性/定量
	同型半胱氨酸/肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白	定性/定量
	心型脂肪酸结合蛋白	定性/定量
炎症	C-反应蛋白	定性/定量
	C-反应蛋白/降钙素原	定性/定量
	C-反应蛋白/降钙素原/血清淀粉样蛋白A	定性/定量
	C-反应蛋白/类风湿因子/抗链球菌溶血素O	定性/定量
	C-反应蛋白/髓过氧化物酶/心型脂肪酸结合蛋白	定性/定量
	C-反应蛋白/血清淀粉样蛋白A	定性/定量
	白介素-6	定性/定量
	超敏降钙素原	定性/定量
	肝素结合蛋白/降钙素原	定性/定量
	降钙素原	定性/定量
	降钙素原/白介素-6	定性/定量
	降钙素原/白介素-6/C-反应蛋白	定性/定量
	血清淀粉样蛋白A	定性/定量
	β-人绒毛膜促性腺激素	定性/定量
优生优育	β-人绒毛膜促性腺激素/孕酮	定性/定量
	促黄体生成素	定性/定量
	促黄体生成素和卵泡刺激素	定性/定量
	抗缪勒氏管激素	定性/定量
	抗缪勒氏管激素/促卵泡生成素/促黄体生成素	定性/定量
肾功能	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白	定性/定量
	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白/脑利钠肽	定性/定量
	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白/尿微量白蛋白	定性/定量
肿瘤	大便隐血/转铁蛋白	定性/定量
	胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ	定性/定量
	胃蛋白酶原Ⅰ/胃蛋白酶原Ⅱ/胃泌素17	定性/定量
	胃蛋白酶原I	定性/定量
	胃蛋白酶原II	定性/定量
	胃泌素17	定性/定量

侧向层析平台

应用疾病	标志物	平台
凝血	D-二聚体	定性/定量
	铁蛋白	定性/定量
贫血	血红蛋白/转铁蛋白	定性/定量
	叶酸	定性/定量
骨代谢	25-羟基维生素D	定性/定量
	25-羟基维生素D3	定性/定量
	N端中段骨钙素	定性/定量
	骨钙素	定性/定量
心肌	脂蛋白相关磷脂酶A2	定性/定量
	脂蛋白相关磷脂酶A2/髓过氧化物酶	定性/定量
骨代谢	甲状旁腺激素	定性/定量
脑损伤	胶质纤维酸性蛋白/中枢神经特异蛋白S100β/氨基末端脑利钠肽前体/D-二聚体/脂蛋白相关磷脂酶A2	定性/定量
心血管疾病	同型半胱氨酸	定性/定量
传染病	结核分枝杆菌分泌蛋白	定性
	A群轮状病毒/腺病毒抗原	定性
	A群轮状病毒抗原	定性
	A型流感病毒抗原	定性
	丙型肝炎病毒抗体	定性
	布鲁氏菌IgG抗体	定性
	肠道病毒71型IgG抗体	定性
	肠道病毒71型IgM抗体	定性
	肠道腺病毒抗原	定性
	肺炎支原体IgM抗体/肺炎衣原体IgM抗体/呼吸道合胞病毒IgM抗体/腺病毒IgM抗体/柯萨奇病毒B组IgM抗体	定性
	呼吸道合胞病毒IgG抗体	定性
	呼吸道合胞病毒IgM抗体	定性
	呼吸道合胞病毒IgM抗体/细小病毒B19IgM抗体/柯萨奇病毒B组IgM抗体/腺病毒IgM抗体/腮腺炎病毒IgM抗体	定性
	甲型/乙型流感病毒抗原	定性
	甲型肝炎病毒/戊型肝炎病毒IgM抗体	定性
	甲型肝炎病毒IgM抗体	定性
	甲型流感病毒抗原	定性
	结核分枝杆菌	定性
	结核分枝杆菌IgG/IgM抗体	定性
	结核分枝杆菌IgG抗体	定性
	结核分枝杆菌抗原	定性
	轮状病毒/肠道腺病毒	定性
	轮状病毒/肠道腺病毒/诺如病毒/星状病毒	定性
	轮状病毒/肠道腺病毒抗原	定性
	轮状病毒抗原	定性
	梅毒螺旋体抗体	定性
	梅毒螺旋体抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/乙型肝炎病毒表面抗原/丙型肝炎病毒抗体	定性
	梅毒螺旋体抗体/乙型肝炎病毒表面抗原	定性
	人类免疫缺陷病毒1+2型抗体	定性
	人类免疫缺陷病毒抗体	定性
	人类免疫缺陷病毒抗体/丙型肝炎病毒抗体/梅毒螺旋体抗体/乙型肝炎病毒表面抗原	定性
	戊型肝炎病毒IgM抗体	定性
	腺病毒IgG抗体	定性
	腺病毒IgM抗体	定性
	腺病毒抗原	定性
	新型冠状病毒抗原	定性
	新型冠状病毒IgM抗体	定性
	乙型肝炎病毒表面抗原	定性
	乙型肝炎病毒表面抗原/梅毒螺旋体抗体	定性
	乙型流感病毒抗原	定性
滥用药物检测	可卡因	定性
	吗啡	定性
	吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/二亚甲基双氧安非他明/四氢大麻酚酸	定性
	吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/二亚甲基双氧安非他明/四氢大麻酚酸/可卡因	定性
优生优育	弓形虫IgG抗体	定性
	弓形虫IgM抗体	定性
消化道疾病	幽门螺杆菌抗原	定性/定量
	幽门螺杆菌IgG抗体	定性
	幽门螺杆菌抗体	定性
	幽门螺杆菌抗体IgM/IgG	定性
	幽门螺杆菌尿素酶抗体	定性

宠物诊断-侧向层析平台

类别	分类	项目名称	项目缩写	种属	定性/定量
荧光项目 试剂	炎症	犬C反应蛋白	cCRP	犬	定量
		猫血清淀粉蛋白A	FSAA	猫	定量
	病原体	犬瘟热抗原	CDV-Ag	犬	定量
		犬细小抗原	CPV-Ag	犬	定量
		犬冠状病毒	CCV-Ag	犬	定量
		猫瘟抗原	FPV-Ag	猫	定量
		猫疱疹抗原	FHV-Ag	猫	定量
		猫杯状抗原	FCV-Ag	猫	定量
		猫冠状病毒	FCoV-Ag	猫	定量
		猫白血病毒抗原	FeLV-Ag	猫	定量
	抗体	犬细小抗体	CPV-Ab	犬	定量
		犬瘟热抗体	CDV-Ab	犬	定量
		犬腺病毒抗体	CAV-Ab	犬	定量
		犬利什曼原虫抗体	cLSH-Ab	犬	定量
		犬三项病毒抗体（犬细小/犬瘟/犬腺病毒）	CPV/CDV/CAV Ab	犬	定量
		猫瘟抗体	FPV-Ab	猫	定量
		猫疱疹抗体	FHV-Ab	猫	定量
		猫杯状抗体	FCV-Ab	猫	定量
		猫三项病毒抗体（猫瘟/猫疱疹/猫杯状）	FPV/FHV/FCV Ab	猫	定量
		犬弓形虫抗体	CTOXO IgM/IgG	犬	定量
		猫免疫缺陷病毒抗体	FIV-Ab	猫	定量
	其他	犬胰腺特异性脂肪酶	cPL	犬	定量
		猫胰腺特异性脂肪酶	fPL	猫	定量
		犬总甲状腺素	cTT4	犬	定量
		猫总甲状腺素	fTT4	猫	定量
		犬促甲状腺素	cTSH	犬	定量
		犬皮质醇	cCOR	犬	定量
		犬N末端B型脑钠肽原	cNT-proBNP	犬	定量
		犬孕酮	cProg	犬	定量
		犬松弛素	cRIN	犬	定量
		猫氨基末端脑钠肽前体	fNT-proBNP	猫	定量
		犬胱抑素C	cCys C	犬	定量
		猫胱抑素C	fCys C	猫	定量
彩色微球 试剂项目	病原体	犬细小抗原	CPV-Ag	犬	定性
		犬瘟热抗原	CDV-Ag	犬	定性
		犬冠状病毒	CCV-Ag	犬	定性
		猫瘟抗原	FPV-Ag	猫	定性
		猫疱疹抗原	FHV-Ag	猫	定性
		猫杯状抗原	FCV-Ag	猫	定性
		猫冠状病毒	FCoV-Ag	猫	定性
	抗体	犬三联抗体	CPV/CDV/CAV Ab	犬	定性
		猫三联抗体	FPV/FHV/FCV Ab	猫	定性

生化检测平台

*含试剂，校准，质控

类别	分类
肝功类	甘胆酸测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(乳酸脱氢酶法)
	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(苹果酸脱氢酶法)
	γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(连续监测法)
	碱性磷酸酶测定试剂盒(速率法)
	白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)
	总蛋白测定试剂盒(双缩脲法)
	直接胆红素测定试剂盒(化学氧化法)
	胆碱酯酶测定试剂盒(DGKC法)
	总胆红素测定试剂盒(化学氧化法)
	总胆汁酸测定试剂盒(循环酶法)
	腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法)
	5'-核苷酸酶测定试剂盒(过氧化物酶法)
	天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶mAST
	甘氨酸脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒(GPN底物法)
	单胺氧化酶测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法)
	α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法)
	氨测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法)
	谷胱甘肽还原酶测定试剂盒(谷胱甘肽底物法)
离子及微量元素类	亮氨酸氨基转移酶测定试剂盒(L-亮氨酸对硝基苯胺底物法)
	谷氨酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮戊二酸底物法)
	铜蓝蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
	钙测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法)
	镁测定试剂盒(二甲苯胺蓝法)
肾功类	无机磷测定试剂盒(磷钼酸法)
	二氧化碳测定试剂盒(酶法)
	铜测定试剂盒(PAESA显色剂法)
	铁测定试剂盒(亚铁嗉法)
	胱抑素C测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	α1-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	视黄醇结合蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	尿微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	尿酸测定试剂盒(氧化酶法)
	尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)
	尿素测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法)
	肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)
	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(MNP-G1cNAc底物法)
	尿总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼法)
糖代谢类	糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)
	葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)
	丙酮酸测定试剂盒(乳酸脱氢酶法)
	β-羟丁酸测定试剂盒(β-羟丁酸脱氢酶法)
	糖化血清蛋白测定试剂盒(四氮唑蓝法)
	乳酸测定试剂盒(乳酸氧化酶法)
	脂联素测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法)
	免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法)
特种蛋白类	免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法)
	补体C3测定试剂盒(免疫比浊法)
	补体C4测定试剂盒(免疫比浊法)
	转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
	轻链λ测定试剂盒(免疫比浊法)
	轻链κ测定试剂盒(免疫比浊法)
	铁蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	α2-巨球蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
	免疫球蛋白G4测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	补体C1q测定试剂盒(免疫比浊法)
胃功类	免疫球蛋白E测定试剂盒(胶乳免疫比浊)
	胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)

类别	分类
心肌类	髓过氧化物酶测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	肌红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸-丙酮酸法)
	肌酸激酶测定试剂盒(DGKC法)
	肌酸激酶同工酶测定试剂盒(免疫抑制法)
	α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(DGKC法)
	血管紧张素转化酶测定试剂盒(FAPGG底物法)
	乳酸脱氢酶同工酶1测定试剂盒(乳酸底物法)
	缺血修饰白蛋白测定试剂盒(白蛋白-钴结合法)
	D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
血栓及凝血类	载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法)
	载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)
	脂蛋白(a)测定试剂盒(免疫比浊法)
	载脂蛋白E测定试剂盒(免疫比浊法)
	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接测定法)
	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接测定法)
	总胆固醇测定试剂盒(氧化酶法)
	甘油三酯测定试剂盒(氧化酶法)
	游离脂肪酸测定试剂盒(ACS ACOD法)
	同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法)
血脂类	磷脂测定试剂盒(胆碱氧化法)
	小而密低密度蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化物酶法)
	抗链球菌溶血素O测定试剂盒(免疫比浊法)
	类风湿因子测定试剂盒(免疫比浊法)
	C反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)
	血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	全量程C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	淀粉酶测定试剂盒(EPS法)
	脂肪酶测定试剂盒(甲基试卤灵底物法)
胰腺类	胰淀粉酶测定试剂盒(EPS-G7法)
	肿瘤标志物类
其他类	唾液酸测定试剂盒(乳酸脱氢酶法)
	不饱和铁结合力测定试剂盒(亚铁嗉法)
	总铁结合力测定试剂盒(亚铁嗉法)


从强大、透明的全球供应链受益

让从概念到临床深谙IVD市场的合作伙伴为您保驾护航。



IVD制造商需要借助掌握专门技术的供应商支持团队保证IVD制造过程的合规性、有效性和高效性。

通过订单管理、库存控制、预测和文件支持，我们的专业团队将助您满足IVD制造需求。



更多信息请见 SigmaAldrich.com/IVDmanufacturing

上海

上海市浦东新区东育路227弄3号
前滩世贸中心(二期)C栋15-20层
电话: (021)20338288
传真: (021)50803042
邮编: 200126

北京

北京市朝阳区将台路甲2号
诺金中心25层
电话: (010)59072688
传真: (010)59072699
邮编: 100016

广州

广州市天河区冼村路5号
凯华国际中心1201-1204
电话: (020)32255333
传真: (020)32255380
邮编: 510623

成都

成都市锦江区人民南路二段1号
仁恒置地广场1706室
电话: (028)80740222
传真: (028)80740227
邮编: 610016



默克生命科学
致力于解决生命科学中的
棘手问题



默克生命科学微客服
一站式产品货期、定单物流、
发票、账款查询平台

默克生命科学技术服务热线: 400 620 3333或400 889 1988转2号线
中国技术服务中心: tscn@merckgroup.com
更多详情, 敬请登录: www.merckmillipore.com www.sigmaaldrich.cn
资料编号: 05/2023