

## 关于Sigma-Aldrich产品日期的说明

Sigma-Aldrich产品根据其性质分三类进行日期管理：1）推荐复测日期（Recommended Retest Date）管理的产品，2）有效期（Expiration Date）管理的产品，3）无有效期且无推荐复测日期管理程序的产品。

对于实行有效期（Expiration Date）或推荐复测日期（Recommended Retest Date）管理的产品，其有效期或推荐复测日期是建立在批次号（Batch Number）基础上的，可以通过查看产品对应批次的质检报告（Certificate of Analysis）得以明确。如果日期信息只包含年与月，我们预期这些产品在该月的最后一天仍然符合质检报告上的各项指标。

### 1. 推荐复测日期（Recommended Retest Date）管理的产品

推荐复测日期并非有效期，是指当产品在保持原始包装、未经开封、密封圈完好无损并按公司规定的长期储存条件保存的前提下，质量符合质检报告各项指标的期限。复测期限是根据我们对该产品或类似产品的历史记录制定的。个别批次的推荐复测日期可根据复测结果延长。重新质检后，如果产品质量依然符合质检报告所列各项指标，新的质检通过日期（Date Retested）与新的推荐复测日期将被更新到该批号的质检报告中。我们通常会在距推荐复测日期前2-4个月判断是否启动复测，如果对客户某个已购批号未进行重新质检，建议客户根据质检报告自行检测，以确认其仍符合所需指标。

### 2. 有效期（Expiration Date）管理的产品

进行有效期管理的产品，其有效期在产品标签与质检报告上都有标明。此日期规定了该批号产品在保持原始包装、未经开封、密封圈完好无损并按公司规定的长期储存条件保存的前提下，质量符合质检报告各项指标的期限。我们不建议客户在过有效期之后继续使用该批次产品。

### 3. 无有效期且无推荐复测日期管理的产品

相当一部分Sigma-Aldrich产品都未列入有效期或推荐复测日期管理程序，这是因为根据产品的理化性质，这些产品都相对比较稳定，因此其质检报告上一般只列出质检通过日期。对于此类产品，我们并没有明确其最终的效期范围。建议客户参考产品网页的产品描述章节以及产品相关文献来操作使用。对于实行实验室物资计划管理的客户，我们建议客户遵循行业内对开封五年内的无推荐复测日期或有效期的产品的通行做法，并对产品进行例行性检测，以确保产品性能符合预期。



#### 4. 客户验收

根据我们的销售条款与条件，无论产品是否具有有效期/重新质检日期，客户在收货时都应仔细检查。由于我们不保证产品在客户特定应用上的适用性，建议客户在订购前仔细阅读产品说明以免错订。客户如对产品存在异议，应在收货后一年之内向我们或授权经销商提出。

