



Ceník 2012

Ingeniously Practical



**Produkty, které dokonale zapadají
do svého prostředí**

€ Český

Laboratorní váhy

Přenosné váhy

- 2 JE/ CS & CSE
- 3 Traveler / Scout®Pro
- 4 Navigator/ NV/ NXL/ NXT

Analytické a přesné váhy

- 6 Pioneer™
- 7 Adventurer™ Pro
- 8 Adventurer™ Pro
- 9 Explorer®
- 10 Explorer® High Capacity
- 11 Discovery

Analýzátory vlhkosti

- 12 MB23/MB25
- 13 MB35/MB45

Průmyslové váhy

Kompaktní váhy

- 14 CL&YA/ Catapult 1000
- 15 Navigator XT/EB
- 16 Trooper®/ BW
- 17 Valor™ 1000/Valor™ 1000W
- 18 Valor™ 2000/Valor™3000
- 19 Valor™5000/FD
- 20 Ranger™ Basic & Hi-Res

Počítací váhy

- 21 EC, Trooper® Count
- 22 Ranger™ Count & Count Plus
- 23 Ranger Count Plus Hi-Res

Modulární váhy

- 24 SD/ ES/ Defender™ 2000
- 25 D2200, Defender™ 3000
- 26 Defender™ 3000 Hybrid, D3000SS
- 27 Defender™ 5000
- 28 D5000SS
- 29 Defender™ 7000
- 30 D7000 SS/ CKW

Indikátory

- 31 T31P, T32XW, T32M
- 32 T51P, T51XW
- 33 T71P, T71XW
- 34 CKW55

Vážicí můstky

- 34 CKW
- 35 Defender™ 3000
- 36 Defender™ 5000 / 7000

Podlahové váhy a plošiny

- 37 D3000 Floor Platform Scale/ D3000 Floor Platform/ VE
- 38 VESS
- 39 VFP
- 40 VFS

Paletové váhy a plošiny

- 41 VEP
- 42 VEPSS
- 43 VFPP
- 44 VFSP

Obchodní váhy

- 45 Aviator 5000/7000

46 Závaží

47 Software & Tiskárny

Vlastnosti



USB rozhraní



RS232 rozhraní



Interní kalibrace



IP ochrana proti vodě a prachu



Napájení z baterie



Nabíjecí baterie



EC typové ověření



Je potřeba sp. náradí



Analogový vstup



Příplatek za transport



Novinka



Cenově dostupné produkty pro účely základního vážení v běžném, suchém prostředí

Příslušenství



Kabel



Držáky a sloupky



Ochranné kryty



Nájezdové rampy



Montážní rám do podlahy



Rozhraní



Baterie



Ochrana proti odcizení



Software



Sada na určení hustoty



Transportní kufrík



Tiskárny



Přídavný displej



Příslušenství k vážícím miskám



MB příslušenství

Kontakty



Sales Support Center

E-mail: ssc@ohaus.com

Irsko

Tel.: +44 207 660 0892

Fax: +44 207 660 0894

Holandsko

Tel.: +31 20 721 9089

Fax: +31 20 721 9091

Belgie

Tel.: +32 262 003 03

Fax: +32 262 003 05

Ostatní státy EU

Tel.: +41 22 567 53 19

Fax: +41 22 567 53 21

Dealer Zone

Navštivte www.ohaus.com a vyberte si svou zemi.

Kontakty



Technical Support Center

E-mail: tsc@ohaus.com

Irsko

Tel.: +44 207 660 0893

Fax: +44 207 660 0894

Holandsko

Tel.: +31 20 721 9090

Fax: +31 20 721 9091

Belgie

Tel.: +32 262 003 04

Fax: +32 262 003 05

Ostatní státy EU

Tel.: +41 22 567 53 20

Fax: +41 22 567 53 21

Jak si vybrat

Laboratorní váhy

- Aplikace a vlastnosti

	Přenosné váhy					Analytické a přesné váhy					
	JE	CS	TA	SPU	NV	PA	AV	EX	EX Pro High	DV	
Počítání kusů				•	•	•	•	•	•	•	
Procentuální vážení				•	•	•	•	•	•	•	
Vážení na háku			•	•		•	•	•	•	•	
Vlastní jednotka						•	•	•	•	•	
Kontrolní vážení +/-					•	•	•	•	•	•	
Dynamické vážení						•	•	•	•	•	
Brutto/Netto/Tara funkce								•		•	
Sčítání				•	•		•	•		•	
Statistika								•	•	•	
Diferenční vážení								•	•		
Plnění (filling)								•	•		
Stanovení hustoty /Kalibrace pipet								•	•	•	
Display hold funkce				•	•		•	•			
Formulace								•	•		
Náklady formule								•			
SQC (statistická kontrola kvality)								•	•		
Nejvyšší měřený bod								•		•	
Napájení z AC zdroje		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Napájení z baterií	•	•	•	•	•		•*				
Nabíjecí baterie					•						
LCD displej		•	•	•		•					
LCD displej s podsvícením	•				•*		•**			•**	
LED displej					•*						
Grafický maticový LCD displej									•		
Plněbarebná dotyková VGA obrazovka								•			
Více jazyků obsluhy								•	•		
RS232 rozhraní			•	•	•	•	•	•	•	•	
Druhé RS232 rozhraní							•	•			
USB rozhraní			•	•	•		•	•			
Ethernetové rozhraní					•			•			
GLP data (čas/datum)							•	•	•	•	
Interní kalibrace						•*	•*				
Pokroková automatická kalibrace					•*		•*	•*	•*	•*	
Modely s EC typovým ověřením					•*	•*	•*	•*	•*	•*	
Číslo strany	2	2	3	3	4/5	6	7/8	9	10	11	

Obchodní váhy

- Aplikace a vlastnosti

	AV5000	AV7000
POS komunikace		•
Přímé zadávání cen	•	•
PLU paměť	•	•
Prodej podle hmotnosti anebo počtu kusů		•
Baterie	•	•
Věž		•
Membránová klávesnice		
Gumená klávesnice	•*	•
Navrhování lístků		
Podpora vícero prodejců		
Reporty		•
Možnost připojení do sítě		
PC software		
Tisk etiket		
Tisk lístků		•
Farmářská funkce		
ECR management		
Připojení na pokladnu		
Vícero komunikačních možností		•
Číslo strany	45	45

- *při vybraných modelech
- **2řádkový LCD so SmartText™
- volitelné

Podle předpisů EU mohou být některé režimy vážení blokovány u vybraných modelů s EC typovou zkouškou.

Průmyslové váhy

- Aplikace a vlastnosti

Průmyslové váhy - Aplikace a vlastnosti	Kompaktní a počítací váhy															Modulární váhy a indikátory							
	CL / YA	Catapult	EB	Trooper		BW	V1000	V1000W	V2000	V3000	V5000	FD	EC	Ranger			SD / ES	D2000	D3000 VE	DF3000	D5000 VF	D7000	CKW
				Basic	Count									Basic	Count	Count Plus			T31P/ T32XW	T32M	T51P/ T51XW	T71P/ T71XW	CKW55
Maximální dělení	5000	2000	30000	6000	6000	6000	7500	6000	7500	20000	30000	30000	30000	3500	7500	30000	3500	7500	20000	20000	30000	50000	12000
Počet připojitelných snímačů (3500hm)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	•	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4	8	8	4
Počítání kusů			•		•								•		•	•		•	•	•	•	•	
Kontrolní vážení			•		•	•	•	•			•	•				•			•	•	•	•	•
Procentuální vážení			•							•										•	•	•	•
Sčítání					•		•						•			•				•		•	•
Dynamické vážení														•	•					•	•		
Vlastní jednotka					•															•	•		
Auto Tara											•	•								•	•	•	•
Peak Hold funkce								•											•	•	•		
Numerická klávesnice					•								•			•						•**	•
LCD displej	•	•						•									•						
LCD s podsvícením			•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•*	•	2-line	
LED displej						•			•											•*			•
Napájení z baterií				•	•					•							•				•*	•*	
Nabíjecí baterie		•	•			•	•	•	•		•	•	•	•*	•*	•*		•	•		•	•	•
RS232 rozhraní jako standard				•	•									•	•	•		•	•	•	•	•	•
2. volitelné RS rozhraní														•*	•*	•*					•	•	•
Čas / Datum																				•	•	•	•
GMP Datový výstup																				•	•	•	•
Alibi paměť																						•	
Ochrana IP 65 / 67						•	•*		•	•*				•*	•*				•*	•*	•*	•*	•
Modely s EC typovou zkouškou				•*		•*			•*	•*	•*			•*	•*	•*			•*	•***	•*	•*	•*
Číslo strany	14	14	15	16	21	16	17	17	18	18	19	19	21	20	22	22	24	24/25	26/31	37	27/32	36/33	30/34

- * při vybraných modelech
- ** Approvable by Notified Body
- *** Alphanumeric keyboard
- volitelné

Přenosné váhy

JE

Pohodlné, kompaktní vážení na vašich dlaních

- ✓ Modrý podsvícený LCD displej
- ✓ Ochranný příklopný kryt

Funkce	Vážení (4 jednotky)
Displej	podsvícený LCD
Napájení	Baterie (v balení) s automatickým vypínáním; kalibrace pomocí tlačítka
Konstrukce	Odolná konstrukce z plastu s příklopným ochranným krytem



Model	Kapacita	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
JE120	120 g	0,1 g	83 x 76 mm	100 g, M1	71148072	61
JE250	250 g	0,1 g	83 x 76 mm	200 g, M1	71148073	70
JE500	500 g	0,1 g	83 x 76 mm	200 g, + 100 g, M1	71148074	84

Minimální objednávací množství u jednoho modelu je 6 ks.

CS & CSE

Spolehlivé výsledky poskytnuté kompaktními vahami

- ✓ AC adaptér v balení (CS)
- ✓ Nerezová vážicí deska v balení (CS)
- ✓ Automatické vypínání

Funkce	Vážení (2 jednotky) + Newton
Displej	LCD
Napájení	AC adaptér a baterie (v balení CS) s automatickým vypínáním, externí kalibrace pomocí tlačítka
Konstrukce	ABS plast s nerezovou vážicí plošinkou (CS)

CS



CSE



Model CS	Kapacita	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
CS200	200 g	0,1 g	146 x 133 mm	200 g, M1	71142845	63
CS2000	2000 g	1 g	146 x 133 mm	1 kg, M1	71142846	63
CS5000	5000 g	1 g	146 x 133 mm	2 kg, M1	71142847	74

Minimální objednávací množství u jednoho modelu je 6 ks.



viz stranu 50 příslušenství



Model CSE	Kapacita	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
CS200E	200 g	0,1 g	146 x 133 mm	200 g, M1	80500630	43
CS2000E	2000 g	1 g	146 x 133 mm	1 kg, M1	80500631	37
CS5000E	5000 g	1 g	146 x 133 mm	2 kg, M1	80500632	43

Minimální objednávací množství u jednoho modelu je 6 ks.

Traveler

Praktické váhy pro základní vážení

- ✓ Vážení s ochranným krytem
- ✓ Stohovatelný tvar
- ✓ Jednoduché nainstalování rozhraní USB nebo RS232

Aplikace	Vážení (2 jednotky)
Displej	LCD
Napájení	AC adaptér (v balení), baterie s automatickým vypínáním
Komunikace	Volitelné RS232 nebo USB rozhraní s kabelem
Konstrukce	ABS plast s nerezovou vážicí deskou
Další vlastnosti	Unikátní Weigh-thru ochranný kryt, jehož střední část se může používat i jako vážící nádoba. Stohovatelný tvar, transportní zámek, závěsné vážení. Kalibrační závaží se dodává s modely 150 g a 300 g.



Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
TA152	150 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80251648	225
TA302	300 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80251649	265
TA502	500 g	0,01 g	Ø 120 mm	300 g, M1	80251959	315
TA301	300 g	0,1 g	Ø 120 mm	v balení	80251650	135
TA501	500 g	0,1 g	Ø 120 mm	300 g, M1	80251651	155
TA1501	1 500 g	0,1 g	120 x 135 mm	1 kg, M1	80251652	215
TA3001	3 000 g	0,1 g	120 x 135 mm	2 kg, M1	80251653	260
TA5000	5 000 g	1 g	120 x 135 mm	2 kg + 1 kg, M1	80251655	155

viz stranu 48/50 příslušenství



RS232
USB

Scout® Pro

Bestseller přenosných vah

- ✓ Ochranný transportní a kalibrační zámek
- ✓ Jednoduché připojení volitelného RS232 nebo USB rozhraní s kabelem
- ✓ Vynikající ochrana proti přetížení a vibracím

Aplikace	Vážení (7 jednotek), počítání kusů (s automatickým přepočítáním), procentuální vážení, totalizace, displej hold
Displej	LCD plus přídatný displej
Napájení	AC adaptér a nebo baterie (nejsou v balení) s indikátorem vybitých baterií a nastavitelným automatickým vypínáním
Komunikace	Přídatné RS232 nebo USB připojení s kabelem
Konstrukce	ABS plast s nerezovou vážicí plošinkou
Další vlastnosti	Integrované vážení na háku, indikátor stability, indikace přetížení, transportní zámek, kalibrační zámek, dodané kalibrační závaží u modelů s kapacitami 120 g, 200 g, 400 g, 600 g



viz stranu 48/50 příslušenství




RS232
USB

Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €	Model s příd. displejem	Obj. číslo	Cena €
SPU123	120 g	1 mg	Ø 90 mm	v balení	80104021	412	SPU123/TAD7	80104115	458
SPU202	200 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80104022	271	SPU202/TAD7	80104116	317
SPU402	400 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80104023	347	SPU402/TAD7	80104117	393
SPU602	600 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80104029	402	SPU602/TAD7	80104118	448
SPU401	400 g	0,1 g	Ø 120 mm	v balení	80104024	171	SPU401/TAD7	80104119	217
SPU601	600 g	0,1 g	165 x 142 mm	v balení	80104025	196	SPU601/TAD7	80104120	242
SPU2001	2 000 g	0,1 g	165 x 142 mm	2 kg, M1	80104026	271	SPU2001/TAD7	80104121	317
SPU4001	4 000 g	0,1 g	165 x 142 mm	2 kg + 2 kg, M1	80104027	357	SPU4001/TAD7	80104122	403
SPU6001	6 000 g	0,1 g	165 x 142 mm	5 kg + 1 kg, M1	80104030	397	SPU6001/TAD7	80104123	443
SPU6000	6 000 g	1 g	165 x 142 mm	5 kg + 1 kg, M1	80104028	211	SPU6000/TAD7	80104124	257

Navigator Serie

Vícefunkční a bezdotykově ovládatelné přenosné váhy

- ✓ Duální multifunkční fotobuňka pro bezpečné a bezdotykové používání
- ✓ Široký výběr a univerzální koncept: 3 velikosti, LED nebo LCD displeje, možnost napájení z alkalických baterií a nebo z dobíjecího akumulátoru, více „plug and play“ rozhraní, Ověřené modely
- ✓ Bleskově rychle výsledky. Čas stabilizace 1 sekunda.



Aplikace	Vážení (14 jednotek), Procentní vážení, Kontrolní vážení, Počítání kusů, Sčítání a funkce Display Hold
Displej	6 segmentový LCD displej s bílým automatickým podsvícením, a nebo červený LED displej. Oba dva typy displejů s vícero ikonkami a ukazateli.
Napájení	Napájení z baterií s funkcí automatického vypínání a nebo volitelná sada dobíjecího akumulátoru pro modely NVL a NVT
Komunikace	Instalovatelné volitelné možnosti rozhraní: RS232, USB a nebo Ethernet
Konstrukce	Nerezová váhová miska, kryt s ABS plastu
Další vlastnosti	Dvě snímací fotobuňky, Libela na předním panelu (podsvícená při zapnutí), indikátor stability, Externí zámek na menu, Transportní zámek, Integrovaná bezpečnostní vložka

Navigator NV



Model	LCD	LED		Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
NV212	•			210g	0,01g		Ø 210mm	200g, M1	83032290	280
NV212/2		•		210g	0,01g		Ø 210mm	200g, M1	83032291	265
NV311M	•		•	310g	0,1g	0,1g	190mm x 138mm	200g, M1	83032302	360
NV311M/2		•	•	310g	0,1g	0,1g	190mm x 138mm	200g, M1	83032303	345
NV511	•			510g	0,1g		190mm x 138mm	300g, M1	83032292	190
NV511/2		•		510g	0,1g		190mm x 138mm	300g, M1	83032293	175
NV1101	•			1100g	0,1g		190mm x 138mm	500g, M1	83032294	210
NV1101/2		•		1100g	0,1g		190mm x 138mm	500g, M1	83032295	195
NV2101	•			2100g	0,1g		190mm x 138mm	1kg, M1	83032296	240
NV2101/2		•		2100g	0,1g		190mm x 138mm	1kg, M1	83032297	225
NV3100M	•		•	3100g	1g	1g	190mm x 138mm	2kg, M1	83032304	320
NV3100M/2		•	•	3100g	1g	1g	190mm x 138mm	2kg, M1	83032305	305
NV4101	•			4100g	0,2g		190mm x 138mm	2kg, M1	83032298	240
NV4101/2		•		4100g	0,2g		190mm x 138mm	2kg, M1	83032299	225
NV5101	•			5100g	0,5g		190mm x 138mm	3kg, M1	83032300	215
NV5101/2		•		5100g	0,5g		190mm x 138mm	3kg, M1	83032301	200

viz stranu 48/50 příslušenství



Navigator XL



Model	LCD	LED	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
NVL511	•		510g	0,1g	194mm x 203mm	300g, M1	83032266	205
NVL511/2		•	510g	0,1g	194mm x 203mm	300g, M1	83032268	190
NVL1101	•		1100g	0,1g	194mm x 203mm	500g, M1	83032270	220
NVL1101/2		•	1100g	0,1g	194mm x 203mm	500g, M1	83032272	205
NVL2101	•		2100g	0,1g	194mm x 203mm	1kg, M1	83032274	250
NVL2101/2		•	2100g	0,1g	194mm x 203mm	1kg, M1	83032276	235
NVL5101	•		5100g	0,5g	194mm x 203mm	3kg, M1	83032278	225
NVL5101/2		•	5100g	0,5g	194mm x 203mm	3kg, M1	83032280	210
NVL10000	•		10kg	1g	194mm x 203mm	5kg, M1	83032282	225
NVL10000/2		•	10kg	1g	194mm x 203mm	5kg, M1	83032284	210
NVL20000	•		20kg	1g	194mm x 203mm	10kg, M1	83032286	265
NVL20000/2		•	20kg	1g	194mm x 203mm	10kg, M1	83032288	250

viz stranu 48/50 příslušenství



Navigator XT



Model	LCD	LED	M APP	Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
NVT1601	•			1600g	0,1g		230mm x 174mm	1kg, M1	83032010	230
NVT1601/2		•		1600g	0,1g		230mm x 174mm	1kg, M1	83032012	215
NVT1601M	•		•	1600g	0,5g	0,5g	230mm x 174mm	1kg, M1	83032030	295
NVT1601M/2		•	•	1600g	0,5g	0,5g	230mm x 174mm	1kg, M1	83032032	280
NVT3201	•			3200g	0,2g		230mm x 174mm	2kg, M1	83032014	230
NVT3201/2		•		3200g	0,2g		230mm x 174mm	2kg, M1	83032016	215
NVT3200M	•		•	3200g	1g	1g	230mm x 174mm	2kg, M1	83032034	295
NVT3200M/2		•	•	3200g	1g	1g	230mm x 174mm	2kg, M1	83032036	280
NVT6401	•			6400g	0,5g		230mm x 174mm	3kg, M1	83032018	230
NVT6401/2		•		6400g	0,5g		230mm x 174mm	3kg, M1	83032020	215
NVT6400M	•		•	6400g	2g	2g	230mm x 174mm	3kg, M1	83032038	295
NVT6400M/2		•	•	6400g	2g	2g	230mm x 174mm	3kg, M1	83032040	280
NVT10001	•			10kg	0,5g		230mm x 174mm	10kg, M1	83032022	250
NVT10001/2		•		10kg	0,5g		230mm x 174mm	10kg, M1	83032024	235
NVT16000M	•		•	16kg	5g	5g	230mm x 174mm	10kg, M1	83032042	315
NVT16000M/2		•	•	16kg	5g	5g	230mm x 174mm	10kg, M1	83032044	300
NVT16000	•			16kg	1g		230mm x 174mm	10kg, M1	83032026	245
NVT16000/2		•		16kg	1g		230mm x 174mm	10kg, M1	83032028	230

viz stranu 48/50 příslušenství



Pioneer™

Navrhnuté pro jednoduché vážení za dostupnou cenou

- ✓ Celoskleněný ochranný kryt s 3 posuvnými dvířkami pro modely 0,1 mg a 1 mg
- ✓ Volitelná interní kalibrace pro zabezpečení nejpřesnějších výsledků
- ✓ Libela na předním panelu

Aplikace	Vážení (18 jednotek + 1 vlastní), počítání kusů, procentuální vážení
Displej	LCD plus přídatný displej
Napájení	AC adaptér
Komunikace	RS232 rozhraní pro zaslání údajů o ID váhy a hmotnosti vzorku
Konstrukce	Tvrдый kovový základ, nerezová vážicí plošina
Další vlastnosti	Možnost vážení na háku, celoskleněný ochranný kryt s 3 posuvnými dvířkami pro modely s dílkem 0,1 mg a 1 mg, libela, blokovatelné menu a kalibrace



viz stranu 48/50 příslušenství



Analytické

Model	M APP	CAL INT	Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
PA64			65 g	0,1 mg		Ø 90 mm	50 g, E2	80251550	810
PA64C		•	65 g	0,1 mg		Ø 90 mm	50 g, E2	80251556	960
PA64CM	•	•	65 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	50 g, E2	80251559	1090
PA114			110 g	0,1 mg		Ø 90 mm	100 g, E2	80251551	865
PA114C		•	110 g	0,1 mg		Ø 90 mm	100 g, E2	80251557	1015
PA114CM	•	•	110 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	100 g, E2	80251560	1145
PA214			210 g	0,1 mg		Ø 90 mm	200 g, E2	80251552	1035
PA214C		•	210 g	0,1 mg		Ø 90 mm	200 g, E2	80251558	1185
PA214CM	•	•	210 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	200 g, E2	80251561	1315

Přesné

Model	M APP	CAL INT	Kapacita	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
PA213			210 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g, F1	80251563	570
PA213C		•	210 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g, F1	80251566	730
PA213CM	•	•	210 g	1 mg	10 mg	Ø 120 mm	200 g, F1	80251569	845
PA413			410 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g + 200 g, F1	80251564	620
PA413C		•	410 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g + 200 g, F1	80251567	780
PA413CM	•	•	410 g	1 mg	10 mg	Ø 120 mm	200 g + 200 g, F1	80251570	895
PA512			510 g	0,01 g		Ø 180 mm	500 g, F1	80251571	545
PA512C		•	510 g	0,01 g		Ø 180 mm	500 g, F1	80251576	705
PA512CM	•	•	510 g	0,01 g	0,1 g	Ø 180 mm	500 g, F1	80251580	820
PA2102			2100 g	0,01 g		Ø 180 mm	2 kg, F1	80251573	605
PA2102C		•	2100 g	0,01 g		Ø 180 mm	2 kg, F1	80251578	765
PA2102CM	•	•	2100 g	0,01 g	0,1 g	Ø 180 mm	2 kg, F1	80251582	880
PA4102			4100 g	0,01 g		Ø 180 mm	2 kg + 2 kg, F1	80251574	665
PA4102C		•	4100 g	0,01 g		Ø 180 mm	2 kg + 2 kg, F1	80251579	825
PA4102CM	•	•	4100 g	0,01 g	0,1 g	Ø 180 mm	2 kg + 2 kg, F1	80251583	940
PA4101			4100 g	0,1 g		Ø 180 mm	2 kg + 2 kg, F1	80251575	545
PA4101C		•	4100 g	0,1 g		Ø 180 mm	2 kg + 2 kg, F1	80251428	705
PA4101CM	•	•	4100 g	0,1 g	0,1 g	Ø 180 mm	2 kg + 2 kg, F1	80251429	820



Analytické a přesné váhy

Adventurer™ Pro

Nejdokonalejší váhy ve své třídě

- ✓ Vylepšený ochranný kryt s patentovými posuvnými dvířky u modelů s dělením 0,1 mg a 1 mg
- ✓ Volitelné druhé RS232 nebo USB rozhraní
- ✓ Dvojrádkový podsvícený LCD displej & SmarText™ software

Aplikace

Vážení (17 jednotek + 1 vlastní), počítání kusů, kontrolní vážení, procentuální vážení, totalizace, dynamické vážení, displej hold, automatická tára

Displej

Dvoúrřádkový podsvícený LCD displej a možností přídavného displeje

Napájení

AC adaptér a baterie, automatické vypínání

Komunikace

RS232 a volitelné druhé RS232 anebo USB rozhraní, GLP tisk včetně data, času, sériového čísla váhy, čísla uživatele/ projektu & výsledky

Konstrukce

Odolný ABS plast, nerezová váhící plošina a ochranný kryt

Další vlastnosti

Možnost vážení na háku, vylepšený skleněný ochranný kryt s posuvnými dvířky, SmarText™ software, Quadrastance™ se 4 nastavitelnými nožkami, libela



Opcia



viz stranu 48/50 příslušenství



Analytické



Model			Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
AV114			110 g	0,1 mg		Ø 90 mm	100 g, E2	80103738	1295
AV114C		•	110 g	0,1 mg		Ø 90 mm	100 g, E2	80103739	1495
AV114CM	•	•	110 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	100 g, E2	80103740	1635
AV264			260 g	0,1 mg		Ø 90 mm	200 g + 50 g, E2	80103780	1375
AV264C		•	260 g	0,1 mg		Ø 90 mm	200 g + 50 g, E2	80103781	1575
AV264CM	•	•	260 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	200 g + 50 g, E2	80103782	1715

Přesné



Model			Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
AV213			210 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g, F1	80103812	840
AV213C		•	210 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g, F1	80103813	1040
AV213CM	•	•	210 g	1 mg	10 mg	Ø 120 mm	200 g, F1	80103814	1180
AV313			310 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g + 100 g, F1	80103833	875
AV313C		•	310 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g + 100 g, F1	80103834	1075
AV413			410 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g + 200 g, F1	80103854	910
AV413C		•	410 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g + 200 g, F1	80103855	1110
AV413CM	•	•	410 g	1 mg	10 mg	Ø 120 mm	200 g + 200 g, F1	80103856	1250
AV212		•	210 g	0,01 g		Ø 120 mm	200 g, F1	80103520	395
AV212C		•	210 g	0,01 g		Ø 120 mm	200 g, F1	80103898	595
AV212CDM	•	•	50/210 g	0,01/0,02 g	0,01/0,02 g	Ø 120 mm	200 g, F1	80103901	730
AV412		•	410 g	0,01 g		149 x 162 mm	200 g, F1	80103530	590
AV412C		•	410 g	0,01 g		168 x 180 mm	200 g, F1	80103952	790
AV412CDM	•	•	50/410 g	0,01/0,05 g	0,01/0,05 g	168 x 180 mm	200 g, F1	80103953	925
AV812		•	810 g	0,01 g		149 x 162 mm	500 g, F1	80103550	650
AV812C		•	810 g	0,01 g		168 x 180 mm	500 g, F1	80103964	850
AV812CM	•	•	810 g	0,01 g	0,1 g	168 x 180 mm	500 g, F1	80103965	985
AV2102			2100 g	0,01 g		168 x 180 mm	2 kg, F1	80103875	795
AV2102C		•	2100 g	0,01 g		168 x 180 mm	2 kg, F1	80103876	995
AV2102CM	•	•	2100 g	0,01 g	0,1 g	168 x 180 mm	2 kg, F1	80103877	1130
AV3102			3100 g	0,01 g		168 x 180 mm	1 kg + 2 kg, F1	80103910	850
AV3102C		•	3100 g	0,01 g		168 x 180 mm	1 kg + 2 kg, F1	80103911	1050
AV4102			4100 g	0,01 g		168 x 180 mm	2 kg + 2 kg, F1	80103931	905
AV4102C		•	4100 g	0,01 g		168 x 180 mm	2 kg + 2 kg, F1	80103932	1105
AV4102CM	•	•	4100 g	0,01 g	0,1 g	168 x 180 mm	2 kg + 2 kg, F1	80103933	1240
AV2101		•	2100 g	0,1 g		149 x 162 mm	2 kg, F1	80103570	475
AV2101C		•	2100 g	0,1 g		168 x 180 mm	2 kg, F1	80103976	675
AV2101CDM	•	•	500/2100 g	0,1/0,2 g	0,1/0,2 g	168 x 180 mm	2 kg, F1	80103977	810

Adventurer™ Pro



Opcia

Nejdokonalejší váhy ve své třídě

- ✓ Vylepšený ochranný kryt s patentovými posuvnými dvířky u modelů s dělením a 1 mg
- ✓ Volitelné druhé RS232 nebo USB rozhraní
- ✓ Dvojřádkový podsvícený LCD displej & SmarText™ software



Aplikace

Vážení (17 jednotek + 1 vlastní), počítání kusů, kontrolní vážení, procentuální vážení, totalizace, dynamické vážení, displej hold, automatická tára

Displej

Dvouřádkový podsvícený LCD displej a možností přídavného displeje

Napájení

AC adaptér a baterie, automatické vypínání

Komunikace

RS232 a volitelné druhé RS232 anebo USB rozhraní, GLP tisk včetně data, času, sériového čísla váhy, čísla uživatele/projektu & výsledky

Konstrukce

Odolný ABS plast, nerezová vážicí plošina a ochranný kryt

Další vlastnosti

Možnost vážení na háku, vylepšený skleněný ochranný kryt s posuvnými dvířky, SmarText™ software, Quadstance™ se 4 nastavitelnými nožkami, libela



viz stranu 48/50 příslušenství



Přesné



Model				Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
AV4101		•		4100 g	0,1 g		168x180 mm	2 kg, F1	80103580	590
AV4101C			•	4100 g	0,1 g		168x180 mm	2 kg, F1	80103988	790
AV4101CDM	•		•	500/4100 g	0,1/0,5 g	0,1/0,5 g	168x180 mm	2 kg, F1	80103989	925
AV8101		•		8100 g	0,1 g		149x162 mm	5 kg, F1	80103600	650
AV8101C			•	8100 g	0,1 g		168x180 mm	5 kg, F1	80104100	850
AV8101CM	•		•	8100 g	0,1 g	1 g	168x180 mm	5 kg, F1	80104101	985

Druhé RS232 nebo USB rozhraní jsou dostupné jako volitelné příslušenství, viz s. 48

Analytické a přesné váhy

Explorer®



Nejvyšší výkon, technicky nejvyspělejší váhy OHAUS

- ✓ Dotykový, celobarevný VGA displej s vysokým rozlišením a s ikonkami pro snadnější používání
- ✓ Programovatelné, multifunkční bezdotykové senzory a ovládání vah čistou, rychlou a bezpečnou cestou
- ✓ Více aplikačních režimů a produktová knihovna pro uložení uživatelských nastavení jednotlivých aplikací



Aplikace

Vážení (17 jednotek + vlastní jednotky), počítání kusů, % vážení, vážení zvířat / dynamické vážení, kontrolní vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty, funkce Peak hold, náklady formuly, justáž pipety, Brutto/Netto/Tara

Displej

Celobarevný, dotykový VGA displej s 14.5cm uhlopříčkou, s QWERTY a numerickou klávesnicí a grafem kapacity

Napájení

Pomocí adaptéru s certifikátem EnergyStar, napojení do elektrické sítě

Komunikace

Jednoduché připojení pro porty (USB, RS232) a třetí komunikační port (Ethernet nebo druhý RS232). SLP a SVP, včetně datumu a času, přímý přenos dat

Konstrukce

Kovový základ váhy, ABS kryt, miska z nerezové oceli, skleněná dvířka a panely s flip-top designem, vymenitelné ochranné plastové kryty Kovový základ váhy, ABS kryt, miska z nerezové oceli, skleněná dvířka a panely s flip-top designem, vymenitelné ochranné plastové kryty

Další vlastnosti

3-dvěřový analytický ochranný kryt s odnímatelnými panely pro modely s dělením 0,1 mg a 1 mg s osvětlenou vážící komorou. Flexibilní konstrukce: displej s nastavitelným uhlím (pro připojení k základně, na stěnu nebo na volitelný stojan). AutoCal systém automatické interní kalibrace. Asistent nastavování vah do vodorovné polohy s osvětlenou libelou. Volitelné filtry rušivých vplyvů a viaceré možnosti nastavenie tlačie. Neoddeliteľnou súčasťou váhy je aj možnosť váženia pod váhou. Ochranné kryty. Soférový zámok menu.



Analytické



Model		Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
EX124		120g	0.1mg		Ø90mm	100g, E2	83021331	2235
EX224		220g	0.1mg		Ø90mm	200g, E2	83021332	2550
EX224M	•	220g	0.1mg	1mg	Ø90mm	200g, E2	83021333	2685
EX324		320g	0.1mg		Ø90mm	300g, E2	83021335	2970
EX324M	•	320g	0.1mg	1mg	Ø90mm	300g, E2	83021336	3105

Přesné



Model		Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
EX223		220g	1mg		Ø130mm	200g, F1	83021341	1935
EX423		420g	1mg		Ø130mm	400g, F1	83021342	2135
EX423M	•	420g	1mg	0.01g	Ø130mm	400g, F1	83021343	2270
EX623		620g	1mg		Ø130mm	500g, F1	83021348	2435
EX1103		1100g	1mg		Ø130mm	1000g, F1	83021350	3165
EX1103M	•	1100g	1mg	0.01g	Ø130mm	1000g, F1	83021351	3300
EX2202		2200g	0.01g		180 x 210mm	2000g, F1	83021356	1880
EX4202		4200g	0.01g		180 x 210mm	4000g, F1	83021357	2150
EX4202M	•	4200g	0.01g	0.1g	180 x 210mm	4000g, F1	83021358	2285
EX6202		6200g	0.01g		180 x 210mm	5000g, F1	83021360	2465
EX10202		10200g	0.01g		180 x 210mm	10000g, F1	83021362	2910
EX10202M	•	10200g	0.01g	0.1g	180 x 210mm	10000g, F1	83021363	3045
EX6201		6200g	0.1g		180 x 210mm	5000g, F1	83021361	1635
EX10201		10200g	0.1g		180 x 210mm	10000g, F1	83021365	2025
EX10201M	•	10200g	0.1g	0.1g	180 x 210mm	10000g, F1	83021366	2160

Explorer® Pro



Nový vzor laboratorních vah

- ✓ Jednoduché práce více aplikací
- ✓ Jednoduché používání díky rolovacímu menu a výběru jazyka
- ✓ Volitelná AutoCal™ pro zabezpečení nejpřesnějších výsledků



Aplikace

Vážení (13 jednotek + 1 vlastní), počítání kusů, kontrolní vážení, procentuální vážení, dynamické vážení, plnění, BRUTTO/NETTO/TARA, automatická tara

viz stranu 48/50 příslušenství

Displej

Velký, grafický podsvícený LCD displej s textovými příkazy

Napájení

AC adaptér

Komunikace

RS232 rozhraní; GLP včetně datumu a času

Konstrukce

Tvrdá kovová konstrukce, nerezová váhací plošina

Další vlastnosti

Integrované vážení na háku, volitelná AutoCal™ (automatizovaná vnitřní kalibrace), uživatelem nastavitelné filtry stability, a auto zera, ochranný kryt na displej, textové příkazy a menu



Přesné



Model			Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
EP12001			12000 g	0,1 g		280x356 mm	10 kg, F1	80108961	2000
EP12001C		•	12000 g	0,1 g		280x356 mm	10 kg, F1	80108960	2230
EP12001CM	•	•	12000 g	0,1 g	1 g	280x356 mm	10 kg, F1	80108963	2360
EP22001			22000 g	0,1 g		280x356 mm	10 kg + 10 kg, F1	80108965	2515
EP22001C		•	22000 g	0,1 g		280x356 mm	10 kg + 10 kg, F1	80108964	2740
EP22001CM	•	•	22000 g	0,1 g	1 g	280x356 mm	10 kg + 10 kg, F1	80108967	2870
EP32001			32000 g	0,1 g		280x356 mm	10 kg + 10 kg + 10 kg, F1	80108969	3070
EP32001C		•	32000 g	0,1 g		280x356 mm	10 kg + 10 kg + 10 kg, F1	80108968	3300
EP32001CM	•	•	32000 g	0,1 g	1 g	280x356 mm	10 kg + 10 kg + 10 kg, F1	80108971	3430

Discovery



Volba profesionála pro analytické aplikace

- ✓ Vzadu umístěný snímač pro zabezpečení nejvyšší přesnosti
- ✓ Vylepšená automatická kalibrace AutoCal™ (2 interní závaží)
- ✓ Dvojrádkový podsvícený LCD displej & SmarText™ software

Aplikace

Vážení (11 jednotek + 1 vlastní), počítání kusů, kontrolní vážení, procentuální vážení, totalizace, dynamické vážení, BRUTTO/NETTO/TARA, kalibrace pipety, stanovení hustoty, statistika, analýza nejvyšší hmotnosti (high point)

Displej

Dvojrádkový podsvícený LCD

Napájení

AC adaptér

Komunikace

Rozhraní RS232; GLP včetně data a času

Konstrukce

Ocel a nerozbitné sklo, nerezová váhová plošina

Další vlastnosti

Vážení na háku, 3dvířkový ochranný kryt pro modely s kapacitou 0,1 mg a 1 mg, filtr rušivých vlivů, ochranný kryt na displej, pokroková interní kalibrace AutoCal™ (2 interní závaží), SmarText™ software



Model		Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Kalibrační závaží	Obj. číslo	Cena €
DV114C		110 g	0,1 mg		Ø 90 mm	100 g, E2	80104136	2205
DV114CM	•	110 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	100 g, E2	80104140	2335
DV214C		210 g	0,1 mg		Ø 90 mm	200 g, E2	80104137	2410
DV214CM	•	210 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	200 g, E2	80104141	2540
DV314C		310 g	0,1 mg		Ø 90 mm	200 g + 100 g, E2	80104138	2800
DV314CM	•	310 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	300 g, E2	80104142	2930
DV215CD		81/210 g	0,01/0,1 mg		Ø 90 mm	200 g, E2	80104139	3045
DV215CDM	•	81/210 g	0,01/0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	200 g, E2	80104143	3175

viz stranu 48/50 příslušenství



Ceník pro mechanické váhy je také k dispozici. Pro bližší informace prosím kontaktujte svého manažera.



Analyzátory vlhkosti

MB23

Analyzátor vlhkosti s kompaktním povrchem a jednoduchým čištěním

- ✓ Infračervený konvenční ohřev
- ✓ Ideální pro rutinní analýzy s odečitatelností do 10 mg/0,1 %
- ✓ Kompaktní a jednoduše použitelný

Aplikace	Stanovení obsahu vlhkosti od 50°C do 160°C, s 5°C krokm. Opakovatelnost 0, 2% (10g vzorku)
Displej	Podsvícený LCD
Napájení	100–240 VAC / 50–60 Hz
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Odolný ABS plast, ochranný kryt na displej, držák na misky
Další vlastnosti	Kompaktní design, infračervený ohřev, manuální, automatické nebo časované sušení

Model	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
MB23	110g	10 mg	Ø 90 mm	50g, F1	80252470	965



viz stranu 48/50 příslušenství



MB25

Rychlý, jednoduše použitelný kompaktní analyzátor vlhkosti s halogenovým ohřevem

- ✓ Halogenový ohřev
- ✓ Ideální pro rychlé rutinní analýzy s odečitatelností do 5 mg/0,05 %
- ✓ Kompaktní a jednoduše použitelný

Aplikace	Stanovení vlhkosti od 50°C do 160°C, s 5°C krokem Opakovatelnost 0, 05 % (10g vzorku)
Displej	Podsvícený LCD
Napájení	100–240 VAC / 50–60 Hz
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Odolný ABS plast, ochranný kryt na displej, držák na misky
Další vlastnosti	Kompaktní design, halogenový ohřev, manuální, automatické nebo časované sušení

Model	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
MB25	110g	5 mg	Ø 90 mm	50g, F1	80252472	1315



viz stranu 48/50 příslušenství



Analyzátory vlhkosti

MB35

**Perfektní kombinace jednoduchosti a ceny a vysokého rozlišení
(1 mg/0,01 % odečitelnost)**

- ✓ Grafický podsvícený LCD
- ✓ Halogenový ohřev
- ✓ Jednokroková analýza

Aplikace	Rychlý halogenový ohřev (5 °C přírůstek [krok] do 160 °C za méně než 1 minutu), opakovatelnost 0,03 %, (10 g vzorku)
Displej	Grafický podsvícený LCD ukazuje % vlhkosti, aktuální hmotnost a teplotu, dobu sušení
Napájení	100–240 VAC / 50–60 Hz
Komunikace	RS232 rozhraní; GLP s časem & datem
Konstrukce	Odolný ABS plast a nerezová váhací miska a ochranný kryt na displej
Další vlastnosti	Halogenový ohřev, manuální/časovaný teplotní program, jednoduché automatické vypínání, jednoduchá 3tlačítková operace, textové příkazy a menu

Model	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
MB35	35 g	1 mg	Ø 90 mm	20 g, F1	11113002	1700



viz stranu 48/50 příslušenství




MB45

**Volba profesionála pro precizní analýzu vlhkosti s vysokým rozlišením
(1 mg/0,01%)**

- ✓ Grafický LCD displej s křivkou sušení
- ✓ Automatické nastavení 4 teplotních profilů
- ✓ Knihovna na uložení 50 procedur sušení

Aplikace	Rychlý halogenový ohřev (1 °C kroky do 200 °C za 30 sekund), opakovatelnost 0,015 %, (10 g vzorku), volitelné jednotky, statistické funkce
Displej	Grafický podsvícený LCD ukazuje % vlhkosti, původní a aktuální hmotnost a teplotu, dobu sušení a křivku sušení
Napájení	AC adaptér
Komunikace	RS232 rozhraní; GLP s časem a datem
Konstrukce	Odolný ABS plast, nerezová váhací miska, ochranný kryt na displej, držák na misky
Další vlastnosti	Halogenový ohřev, manuální, časované a automatické režimy zastavení (mg/s), 4 teplotní profily (standardní, rychlý, stropový a krokový), zvuková signalizace, volitelný interval tisku údajů, 50položková paměť se statistickými funkcemi, textové příkazy a rolovací menu pro jednoduché nastavení a používání

Model	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
MB45	45 g	1 mg	Ø 90 mm	20 g, F1	11113001	2540



viz stranu 48/50 příslušenství



CL & YA

BUDGET LINE



Spolehlivé přenosné váhy

- ✓ Jednoduché uskladnění díky možnosti skladovat váhy na sebe (CL)
- ✓ Integrovaný zámek snímače u CL
- ✓ Napájení z baterií s automatickým vypínáním

Aplikace	Vážení (2 jednotky)
Displej	LCD
Operace	AC adaptér a baterie (v balení) s automatickým vypínáním, externí kalibrace
Konstrukce	ABS plast
Další vlastnosti	Kompaktní design

Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
CL201	200 g	0,1 g	Ø 120 mm	80010610	43
CL501	500 g	0,1 g	Ø 120 mm	80500640	53
CL2000	2000 g	1 g	Ø 120 mm	80010611	37
CL5000	5000 g	1 g	Ø 120 mm	80010612	43

Minimální objednávací množství 6 ks / model.

Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
YA102	100 g	0,01 g	70x50 mm	80251910	28
YA302	300 g	0,05 g	70x50 mm	80251911	22
YA501	500 g	0,1 g	70x50 mm	80251912	22

CL

YA



viz stranu 50/51 příslušenství



Catapult 1000

Vstupní model ekonomické přenosné váhy

- ✓ Vážicí plošina v celoplastovém nebo v celonerezovém provedení
- ✓ Ekonomické
- ✓ Přenosné díky zabudovaným úchytkám

Aplikace	Vážení (2 jednotek)
Displej	LCD
Operace	AC adaptér (v balení) nebo 3 C baterie
Konstrukce	Kryt a vážicí plošina z vysoce odolného ABS plastu, volitelně za příplatek nerezová plošina
Další vlastnosti	Kompaktní design

Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
C11P9	9 kg	5 g	280x316 mm	80251235	99
C11P20	20 kg	10 g	280x316 mm	80251236	99
C11P75	75 kg	50 g	280x316 mm	80251237	99

BUDGET LINE



viz stranu 50/51 příslušenství




Navigator XT



Vícefunkční a bezdotykově ovládatelné přenosné váhy

- ✓ Duální multifunkční fotobuňka pro bezpečné a bezdotykové používání
- ✓ Široký výběr a univerzální koncept: 3 velikosti, LED nebo LCD displeje, možnost napájení z alkalických baterií a nebo z dobíjecího akumulátoru, více „plug and play“ rozhraní, Ověřené modely
- ✓ Čas stabilizace 1 sekunda. Bleskově rychle výsledky



Aplikace	Vážení (14 jednotek), Procentní vážení, Kontrolní vážení, Počítání kusů, Sčítání a funkce Display Hold
Displej	6 segmentový LCD displej s bílým automatickým podsvícením, a nebo červený LED displej. Oba dva typy displejů s vícero ikonkami a ukazateli.
Napájení	Napájení z baterií s funkcí automatického vypínání a nebo volitelná sada dobíjecího akumulátoru pro modely NVL a NVT
Komunikace	Instalovatelné volitelné možnosti rozhraní: RS232, USB a nebo Ethernet
Konstrukce	Nerezová váhací miska, kryt s ABS plastu
Další vlastnosti	Dvě snímací fotobuňky, Libela na předním panelu (podsvícená při zapnutí), indikátor stability, Externí zámek na menu, Transportní zámek, Integrovaná bezpečnostní vložka

Viz str.č.5 pro úplné specifikace a ceny

viz stranu 48/50 příslušenství



EB



Perfektní kombinace jednoduché obsluhy a ceny

- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie
- ✓ Dělení až 1:30, 000 d
- ✓ Kontrolní vážení se zvukovou signalizací



Aplikace	Vážení (4 jednotky), počítání kusů, kontrolní vážení/počítání s audio signalizací, procentuelní vážení, sčítání
Displej	LCD displej s modrým podsvícením
Operace	AC adaptér (v balení) nebo vnitřní dobíjitelná baterie
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová váhací miska
Další vlastnosti	Nastavitelné nohy, libela na předním panelu, ochranný kryt displeje, nastavitelné filtry

viz stranu 50/51 příslušenství



Model	Váživost	Dílek (d)	Váhací plošina	Obj. číslo	Cena €
EB3	3 kg	0,1 g	294x226 mm	80251381	260
EB6	6 kg	0,2 g	294x226 mm	80251382	260
EB15	15 kg	0,5 g	294x226 mm	80251383	260
EB30	30 kg	1 g	294x226 mm	80251384	260

Kompaktní váhy

Trooper® Basic



Vysoce kvalitní kompaktní průmyslové váhy

- ✓ Ověřitelné modely
- ✓ Nastavitelné rozhraní
- ✓ Rychlá stabilizace do 2 sekund

Aplikace	Vážení (4 jednotek)
Displej	Podsvícený LCD
Operace	AC adaptér (v balení) nebo 6 C baterií
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí plošina
Další vlastnosti	Rychlá stabilizace < 2 sekundy, nastavitelné dělení (neověřitelné modely)



Model		Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
TR3RS-EU2		3 kg	0,5 g	340 x 230 mm	80251093	276
TR3RS-M	•	3 kg	1 g	340 x 230 mm	80251156	324
TR6RS-EU2		6 kg	1 g	340 x 230 mm	80251094	276
TR6RS-M	•	6 kg	2 g	340 x 230 mm	80251157	324
TR15RS-EU2		15 kg	2 g	340 x 230 mm	80251095	276
TR15RS-M	•	15 kg	5 g	340 x 230 mm	80251158	324
TR30RS-EU2		30 kg	5 g	340 x 230 mm	80251096	276
TR30RS-M	•	30 kg	10 g	340 x 230 mm	80251159	324

viz stranu 48/49/50/51 příslušenství



BW



Umyvatelné kompaktní váhy s IP65

- ✓ Ověřitelné modely
- ✓ Kontrolní vážení
- ✓ Volitelná velká vážicí deska

Aplikace	Vážení (2 jednotky), nad/pod kontrolní vážení, % vážení
Displej	Červený LED displej s nastavitelným podsvícením
Operace	AC adaptér (v balení) nebo vnitřní dobíjecí baterie
Konstrukce	Kryt z ABS plastu s krytím IP 65, nerezová vážicí plošina
Další vlastnosti	Rychlý displej, nastavitelné nožičky, libela, nastavitelné úrovně filtrů



Model		Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
BW1.5		1,5 kg	0,2 g	230 x 180 mm	80250430	265
BW1.5-M	•	1,5 kg	0,5 g	230 x 180 mm	80250434	313
BW3		3 kg	0,5 g	230 x 180 mm	80250431	265
BW3-M	•	3 kg	1 g	230 x 180 mm	80250435	313
BW6		6 kg	1 g	230 x 180 mm	80250432	265
BW6-M	•	6 kg	2 g	230 x 180 mm	80250436	313
BW15		15 kg	2 g	230 x 180 mm	80250433	265
BW15-M	•	15 kg	5 g	230 x 180 mm	80250437	313

viz stranu 50/51 příslušenství



Valor™ 1000

Ekonomická kompaktní váha

- ✓ Low cost kontrolní váhy
- ✓ 4tlačítková klávesnice
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace	Vážení (4 jednotky) sčítání, kontrolní vážení
Displej	LCD s modrým podsvícením
Operace	AC adaptér (v balení) nebo vnitřní dobíjitelná baterie
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová váhací plošina
Další vlastnosti	Nastavitelné nožičky, libela



Model	Váživost	Dílek (d)	Váhací plošina	Obj. číslo	Cena €
V11P3	3 kg	0.5 g	250x180 mm	80251221	151
V11P6	6 kg	1 g	250x180 mm	80251222	151
V11P15	15 kg	2 g	250x180 mm	80251223	151
V11P30	30 kg	5 g	250x180 mm	80251224	151
Modely s oboustranným displejem					
V11P3T	3 kg	0,5 g	250x180 mm	80253088	166
V11P6T	6 kg	1 g	250x180 mm	80253089	166
V11P15T	15 kg	2 g	250x180 mm	80253090	166
V11P30T	30 kg	5 g	250x180 mm	80253091	166

Valor™ 1000W

Ekonomické a kompaktní váhy s krytím IP65

- ✓ Ekonomické váhy na porciovanie potravín
- ✓ Stabilizace do 2 sekund
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie & přední a zadní displej

Aplikace	Vážení (2 jednotky) sčítání, kontrolní vážení
Displej	2 x červený LED (přední a zadní)
Operace	Acadaptér (v balení) & Vnitřní dobíjitelná baterie
Konstrukce	ABS plast, nerezová váhací plošina, IP65 krytí
Další vlastnosti	Nastavitelné nohy, libela, předný a zadný displej



Model	Váživost	Dílek (d=e)	Váhací plošina	Obj. číslo	Cena €
V11PW3	3kg	0.5g	255x190mm	80253041	212
V11PW6	6kg	1g	255x190mm	80253042	212
V11PW15	15kg	2g	255x190mm	80253043	212
V11PW30	30kg	5g	255x190mm	80253044	212

Kompaktní váhy

Valor™ 2000

Kompaktní váha do potravinářství s IP65

- ✓ Certifikované (NSF) a plně podporuje HACCP systém kvality
- ✓ Stabilizace do 2 sekund
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie, přední a zadní displej

Aplikace	Vážení (4 jednotky), kontrolní vážení
Displej	2 x červený LED (přední a zadní)
Operace	AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelné vnitřní baterie
Konstrukce	ABS plast a nerezová vážicí plošina, IP65 krytí
Další vlastnosti	Přední a zadní displej



Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
V21PW3	3 kg	0,5 g	233x184 mm	80251855	263
V21PW6	6 kg	1 g	233x184 mm	80251856	263
V21PW15	15 kg	2 g	233x184 mm	80251857	263

Valor™ 3000

Celonerezové přenosné váhy

- ✓ Modely s vysokým rozlišením
- ✓ Modely s krytím IP65
- ✓ Potravinářský certifikát

Aplikace	Vážení (5 jednotek), % vážení, specifická hmotnost
Displej	LCD s bílým podsvícením
Operace	AC adaptér (v balení) nebo 4 C baterie
Konstrukce	Kryt a vážicí plošina z nerezové oceli
Další vlastnosti	Nastavitelné nohy, libela, zámek na ochranu snímače, nastavitelné úrovně filtování



Model	APP	IP	Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
V31XH202			200 g	0,01 g	Ø 120 mm	80251228	314
V31XH402			400 g	0,01 g	Ø 120 mm	80253262	402
V31XH501			500 g	0,1 g	Ø 120 mm	80253258	209
V31XH2			2000 g	0,1 g	158x146 mm	80251229	314
V31XH4			4000 g	0,1 g	158x146 mm	80253259	402
V31X3			3000 g	1 g	158x146 mm	80251230	199
V31X6			6000 g	1 g	158x146 mm	80251231	219
V31XW301		•	300 g	0,1 g	158x146 mm	80251232	230
V31XW301-M	•	•	300 g	0,2 g	158x146 mm	80251935	278
V31XW3		•	3000 g	0,5 g	158x146 mm	80251233	230
V31XW3-M	•	•	3000 g	1 g	158x146 mm	80251936	278
V31XW6		•	6000 g	1 g	158x146 mm	80251234	246
V31XW6-M	•	•	6000 g	2 g	158x146 mm	80251937	294

viz stranu 50/51 příslušenství



Kompaktní váhy

Valor™ 5000

Váhy na vážení porcovaných potravin s vysokým rozlišením

- ✓ Certifikované (NSF) a plně podporují HACCP systém kvality
- ✓ Modely s vysokým rozlišením
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie a možnost pedálového spínače

Aplikace	Vážení (5 jednotek), kontrolní vážení (pozitivní a negativní)
Displej	Podsvícený LCD, 3 LED indikátory
Operace	AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelná vnitřní baterie
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová vážicí plošina
Další vlastnosti	Manuální nebo automatická tára



viz stranu 48-51 příslušenství



Pedálový spínač

Model		Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
V51PH3		3 kg	0,1 g	209x209 mm	80251242	334
V51PH6		6 kg	0,2 g	209x209 mm	80251243	334
V51PH15		15 kg	1 g	209x209 mm	80251244	334
V51PH30		30 kg	1 g	209x209 mm	80251219	334
V51P3		3 kg	0,5 g	209x209 mm	80251238	282
V51P3-M	•	3 kg	1 g	209x209 mm	80251371	330
V51P6		6 kg	1 g	209x209 mm	80251239	282
V51P6-M	•	6 kg	2 g	209x209 mm	80251372	330
V51P15		15 kg	2 g	209x209 mm	80251240	282
V51P15-M	•	15 kg	5 g	209x209 mm	80251373	330
V51P30		30 kg	5 g	209x209 mm	80251241	282
V51P30-M	•	30 kg	10 g	209x209 mm	80251374	330

FD

Celonerezové váhy pro porcování potravin

- ✓ Certifikované (NSF) a plně podporují HACCP systém kvality
- ✓ Kontrolní vážení
- ✓ Vnitřní nabíjitelná baterie a volitelný pedálový spínač

Aplikace	Vážení (5 jednotek), kontrolní vážení (pozitivní a negativní)
Displej	Podsvícený LCD, 3 LED indikátory
Operace	AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelná vnitřní baterie
Konstrukce	Kryt a vážicí plošina z nerezové oceli
Další vlastnosti	Manuální nebo automatická tára



viz stranu 48/49/50/51 příslušenství



Pedálový spínač

Model		Váživost	Dílek (d=e)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
FD3H		3 kg	0,1 g	209x209 mm	80251245	402
FD6H		6 kg	0,2 g	209x209 mm	80251246	402
FD15H		15 kg	1 g	209x209 mm	80251247	402
FD3		3 kg	0,5 g	209x209 mm	80251020	366
FD3-M	•	3 kg	1 g	209x209 mm	80250418	414
FD6		6 kg	1 g	209x209 mm	80251021	366
FD6-M	•	6 kg	2 g	209x209 mm	80250419	414
FD15		15 kg	2 g	209x209 mm	80251022	366
FD15-M	•	15 kg	5 g	209x209 mm	80250420	414

Kompaktní váhy

Ranger™ Basic

Vysoce výkonné průmyslové váhy

- ✓ Robustní hliníkové tělo
- ✓ Vysoká rychlost ustálení
- ✓ Volitelné kombinace s krytím IP65 a dobíjecí baterií

Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení
Displej	Velký podsvícený LCD
Operace	Zabudovaný AC zdroj nebo volitelně vnitřní dobíjecí baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Robustní hliníkové tělo, nerezová váhací plošina
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocesor pro přesné a rychlé výsledky



Volitelné Volitelné



Model		Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
RD3RD		3 kg	0,1 g		240 x 200 mm	22017300	543
RD3RD AP	•	1,5/3 kg		0,5/1 g	240 x 200 mm	22015901	591
RD6RD		6 kg	0,2 g		240 x 200 mm	22017319	543
RD6RD AP	•	3/6 kg		1/2 g	240 x 200 mm	22015913	591
RD15RD		15 kg	0,5 g		240 x 200 mm	22017338	543
RD15RD AP	•	6/15 kg		2/5 g	240 x 200 mm	22015925	591
RD15LD		15 kg	0,5 g		350 x 240 mm	22017357	622
RD15LD AP	•	6/15 kg		2/5 g	350 x 240 mm	22015937	670
RD35LD		35 kg	1 g		350 x 240 mm	22017376	622
RD35LD AP	•	15/35 kg		5/10 g	350 x 240 mm	22015949	670

Volitelné

Při objednání volitelného příslušenství přidejte zkratku k danému modelu, např. RD15RD IPBA

Zkratka	Volitelné	Cena €	Zkratka	Volitelné	Cena €
BA	Interní akumulátor	275	APIP	EC ověření IP65 krytí	223
APBA	EC ověření, akumulátor	323	IPBA	IP65 krytí, akumulátor	450
IP	Krytí IP65	175	APIPBA	EC ověření, IP65, akumulátor	498

viz stranu 48/49/50/51 příslušenství



Některé konfigurace nejsou k dispozici, zkontrolujte prosím jejich dostupnost na e-shopu a nebo u dealer manažera.

Ranger™ Hi Resolution

Rychlé, vysoce přesné průmyslové váhy

- ✓ Odolné hliníkové tělo
- ✓ Vysokorychlostní technologie
- ✓ Flexibilní konfigurace s vnitřní dobíjecí baterií

Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení
Displej	Velký podsvícený LCD
Operace	Zabudovaný AC zdroj nebo volitelně vnitřní dobíjecí baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Robustní hliníkový rám, nerezová váhací plošina
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocesor pro přesné a rychlé výsledky



Volitelné



Model	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
RD3SM	0,6/3,1 kg	0,01/0,1 g	165 x 165 mm	22017395	1641
RD6SM	1,2/6,1 kg	0,01/0,1 g	165 x 165 mm	22017401	1944
RD6RM	1,2/6,1 kg	0,1/1 g	240 x 200 mm	22017407	1317
RD15LM	3,5/15,1 kg	0,1/1 g	350 x 240 mm	22017413	2325
RD35LM	7/35,1 kg	0,1/1 g	350 x 240 mm	22017425	2550

Volitelné

Při objednání volitelného příslušenství přidejte zkratku k danému modelu, např. RD15LM APBA

Zkratka	Volitelné	Cena €
BA	Akumulátor	275
APBA (LM verze)	EC ověření, akumulátor, interní kalibrace	605

viz stranu 48/49/50/51 příslušenství



Některé konfigurace nejsou k dispozici, zkontrolujte prosím jejich dostupnost na e-shopu a nebo u dealer manažera.

Rychlé, ekonomické počítací váhy

- ✓ 3 displeje pro rychlé a jednoduché počítání výsledků
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie
- ✓ Dělení při počítání = 1:600.000

Aplikace	Vážení (2 jednotky), počítání kusů s automatickou optimalizací, sčítání
Displej	3okenný, podsvícený LCD
Operace	AC adaptér (v balení) nebo vnitřní dobíjitelná baterie
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová váhací deska
Další vlastnosti	Nastavitelné nožičky, libela, ochranný kryt na displej a klávesnici, 10 APW (průměrná hmotnost kusů) paměťových lokací, nastavitelné filtry, transportní úchytky. Doporučená APW : 0.5 x odčitelnost



Model	Váživost	Dílek (d)	Váhací plošina	Obj. číslo	Cena €
EC3	3 kg	0,1 g	294x226 mm	80250410	314
EC6	6 kg	0,2 g	294x226 mm	80250411	314
EC15	15 kg	0,5 g	294x226 mm	80250412	314
EC30	30 kg	1 g	294x226 mm	80250413	314

viz stranu 50/51 příslušenství



Trooper® Count

Počítací váhy s vnitřní pamětí pro rutinní měření

- ✓ Nastavitelné rozhraní RS232
- ✓ Paměť 60 položek
- ✓ 3okenný displej pro jednoduchou orientaci

Aplikace	Vážení (4 jednotky), počítání kusů s optimalizací, kontrola počtu, pozitivní a negativní počítání
Displej	3okenný, podsvícený LCD
Operace	AC adaptér (v balení) nebo 6 ks baterií C
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Kryt z ABS plastu, nerezová váhací plošina
Další vlastnosti	Auto zero tracking, paměť pro taru, ID, APW, 60 míst v paměti, automatická optimalizace počtu kusů, nastavitelné kontrolní počítání se zvukovým signálem a ukazatelem na displeji. Doporučená hmotnost vzorku je 0,06 x odečitelnost.



Model	Váživost	Dílek (d=e)	Váhací plošina	Obj. číslo	Cena €
TC3RS-EU1	3 kg	0,5 g	340x230 mm	71149547	416
TC6RS-EU1	6 kg	1 g	340x230 mm	71149548	416
TC15RS-EU1	15 kg	2 g	340x230 mm	71149549	416
TC30RS-EU1	30 kg	5 g	340x230 mm	71149550	416

viz stranu 48/49/50/51 příslušenství



Ranger™ Count

Ultra-rychlé počítací váhy pro aplikace v průmyslu

- ✓ Podsvícený LCD s grafem kapacity
- ✓ Flexibilní konfigurace s analogovým vstupem a dobíjecí baterií
- ✓ Odolný, robustní hliníkový rám

Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení, počítání kusů
Displej	Podsvícený LCD s grafem kapacity
Operace	AC adaptér (v balení) nebo volitelně dobíjecí baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Odolné, robustní hliníkové tělo, nerezová váhací plošina
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocesor pro přesné a rychlé výsledky, automatická optimalizace referenčních vzorků

Model		Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
RC3RD		3 kg	0,1 g		240x200 mm	22017305	658
RC3RD AP	•	1,5/3 kg		0,5/1 g	240x200 mm	22015907	706
RC6RD		6 kg	0,2 g		240x200 mm	22017324	658
RC6RD AP	•	3/6 kg		1/2 g	240x200 mm	22015919	706
RC15RD		15 kg	0,5 g		240x200 mm	22017343	658
RC15RD AP	•	6/15 kg		2/5 g	240x200 mm	22015931	706
RC15LD		15 kg	0,5 g		350x240 mm	22017362	732
RC15LD AP	•	6/15 kg		2/5 g	350x240 mm	22015943	780
RC35LD		35 kg	1 g		350x240 mm	22017381	732
RC35LD AP	•	15/35 kg		5/10 g	350x240 mm	22015955	780

Některé konfigurace nejsou k dispozici, zkontrolujte prosím jejich dostupnost na e-shopu a nebo u dealer manažera.



Volitelné Volitelné



viz stranu 48/49/50/51 příslušenství



Volitelné

Při objednání volitelného příslušenství přidejte zkratku k danému modelu, např. RP15RD AN

Zkratka	Volitelné	Cena €
BA	Akumulátor	275
AN	Analogový vstup	345

Ranger™ Count Plus

Ultra-rychlé počítací váhy s vylepšenými funkcemi

- ✓ Numerická klávesnice na zadávání hodnot tary, APW a cílových hodnot
- ✓ Podsvícený LCD s grafem kapacity
- ✓ Flexibilní konfigurace s analogovým vstupem a dobíjecí baterií

Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení, počítání kusů s automatickou optimalizací, dávkování do cílové hmotnosti
Displej	Podsvícený LCD s grafem kapacity
Operace	AC adaptér (v balení) nebo volitelně dobíjecí baterie
Komunikace	RS232 rozhraní s časem a datem
Konstrukce	Odolné, robustní hliníkové tělo, nerezová váhací plošina
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocesor pro přesné a rychlé výsledky, automatická optimalizace referenčních vzorků, paměť pro hodnoty tary, APW, cílových hodnot, numerická klávesnice

Model		Váživost	Dílek (d)	e	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
RP3RD		3 kg	0,1 g		240x200 mm	22017311	951
RP6RD		6 kg	0,2 g		240x200 mm	22017330	951
RP15RD		15 kg	0,5 g		240x200 mm	22017349	951
RP15LD		15 kg	0,5 g		350x240 mm	22017368	1024
RP35LD		35 kg	1 g		350x240 mm	22017387	1024
RP35LD AP	•	15/35 kg		5/10 g	350x240 mm	22017388	1072
RP15RD APBA	•	15 kg		2/5 g	350x240 mm	22017352	1274
RP35LD APBA	•	35 kg		5/10 g	350x240 mm	22017394	1692

Volitelné

Při objednání volitelného příslušenství přidejte zkratku k danému modelu, např. RP15RD BA

Zkratka	Volitelné	Cena €
BA	Akumulátor	275
AN	Analogový vstup	345



Volitelné Volitelné



viz stranu 48/49/50/51 příslušenství



Některé konfigurace nejsou k dispozici, zkontrolujte prosím jejich dostupnost na e-shopu a nebo u dealer manažera.

Ranger™ Count Plus Hi -Resolution



Ultra-rychlé počítací váhy s vylepšenými funkcemi

- ✓ Numerická klávesnice na zadávání hodnot tary, APW a cílových hodnot
- ✓ Podsvícený LCD s grafem kapacity
- ✓ Flexibilní konfigurace s analogovým vstupem a dobíjecí baterií



Aplikace	Vážení (5 jednotek), dynamické vážení, počítání kusů s automatickou optimalizací, dávkování do cílové hodnoty
Displej	Podsvícený LCD s grafem kapacity
Operace	AC adaptér (v balení) nebo volitelně dobíjecí baterie
Komunikace	RS232 rozhraní s časem a datem
Konstrukce	Odolné, robustní hliníkové tělo, nerezová váhací plošina
Další vlastnosti	Vylepšený, vysokorychlostní mikroprocesor pro přesné a rychlé výsledky, automatická optimalizace referenčních vzorků, paměť pro hodnoty tary, APW, cílových hodnot, numerická klávesnice

Model	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
RP3SM	0,6/3,1 kg	0,01/0,1 g	165 x 165 mm	22017397	2053
RP6SM	1,2/6,1 kg	0,01/0,1 g	165 x 165 mm	22017403	2362
RP6RM	1,2/6,1 kg	0,1/1 g	240 x 200 mm	22017409	1724
RP15LM	3,5/15,1 kg	0,1/1 g	350 x 240 mm	22017417	2748
RP35LM	7/35,1 kg	0,1/1 g	350 x 240 mm	22017429	2978
RP35LM AN	7/35,1 kg	0,1/1 g	350x240mm	22017433	3323

viz stranu 48/49/50/51 příslušenství



Kompaktní a počítací váhy



Modulární váhy

SD



Ekonomické expediční váhy

- ✓ Velké číslice pro jednoduchou odečitelnost výsledků
- ✓ Sada na připevnění indikátoru na zeď v balení
- ✓ Obal použitelný na přepravu váhy



Aplikace	Vážení (2 jednotky)
Displej	LCD displej
Operace	AC adaptér (v balení) nebo 3 baterie typu C
Konstrukce	Indikátor z ABS plastu a vážicí plošina z lakované oceli s rovným povrchem (označení L), s embosovaným povrchem (bez označení L)
Další vlastnosti	Univerzální montážní sada, spirálový kabel, příchytka na karton pro jednoduchou manipulaci



Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
SD35	35 kg	20 g	316 x 280 mm	80120050	156
SD75	75 kg	50 g	316 x 280 mm	80120051	156
SD200	200 kg	100 g	316 x 280 mm	80120053	156
SD75L	75 kg	50 g	520 x 400 mm	80120052	192
SD200L	200 kg	100 g	520 x 400 mm	80120054	192

ES™

Víceúčelové nízkoprofilové váhy

- ✓ Sada na montáž indikátoru v balení
- ✓ Nerezová vážicí deska
- ✓ Kapacita modelů od 6 kg do 200 kg



Aplikace	Vážení (4 jednotky)
Displej	LCD displej
Operace	AC adaptér (v balení) nebo 3 baterie typu C
Konstrukce	Indikátor z ABS plastu, nerezová vážicí plošina
Další vlastnosti	Indikátor stability, auto-zero tracking, sada na montáž indikátoru (3 možnosti montáže: na sloup, stěnu a k vážicí plošině)



Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Obj. číslo	Cena €
ES6R-EU1	6 kg	2 g	310 x 270 mm	71138836	208
ES30R-EU1	30 kg	10 g	310 x 270 mm	71138837	208
ES50R-EU1	50 kg	20 g	310 x 270 mm	71138838	208
ES50L-EU1	50 kg	20 g	520 x 400 mm	71138839	328
ES100L-EU1	100 kg	50 g	520 x 400 mm	71138840	328
ES200L-EU1	200 kg	100 g	520 x 400 mm	71138823	385

Defender™ 2000 Standard

Váhy pro nízkonákladové aplikace

- ✓ Zabudované RS232 rozhraní
- ✓ Podsvícený LCD displej
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie



Aplikace	Vážení (kg, g), základní počítání kusů
Displej	LCD displej s bílým podsvícením
Napájení	Univerzální adaptér (v balení), vnitřní baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Indikátor z ABS plastu, AISI 430 nerezová vážicí miska, rám plošiny z lakované oceli, hliníkový snímač s krytím IP65, montážní konzole
Další vlastnosti	Bezpečnostní ochrana proti přetížení až do 125 % kapacity



Model	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D23P30ER-EU	30 kg	5 g	300 x 350 mm	80252790	234
D23P60ER-EU	60 kg	10 g	300 x 350 mm	80252791	239
D23P150EL-EU	150 kg	20 g	400 x 500 mm	80252792	265
D23P150EX-EU	150 kg	20 g	500 x 600 mm	80252793	322
D23P300EX-EU	300 kg	50 g	500 x 600 mm	80252794	333

viz stranu 48/49 příslušenství



Defender™ 2200 Standard

Pro základní aplikace v průmyslu

- ✓ Cenová dostupnost bez kompromisů na kvalitu
- ✓ Robustní tubulární konstrukce s nerezovou vážicí miskou AISI 304
- ✓ Pokročilé funkce, jednoduché a intuitivně používání

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů a kumulace
Displej	LCD displej s bílým podsvícením
Napájení	AC adaptér v balení
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Přední panel z ABS plastu, kryt a montážní konzola z lakované oceli, vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, rám z lakované oceli, hliníkový snímač s krytím IP67; balení obsahuje také stativ z lakované oceli
Další vlastnosti	Vážicí plošina s 5 nebo 6 bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity



Model		Váživost	Dílek (d= e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D22M30BRZ	•	30kg	10g	355x305mm	83033781	281
D22M60BRZ	•	60kg	20g	355x305mm	83033782	281
D22M60BLZ	•	60kg	20g	550x420mm	83033783	322
D22M150BLZ	•	150kg	50g	550x420mm	83033784	322
D22M150BXZ	•	150kg	50g	650x500mm	83033785	359
D22M300BXZ	•	300kg	100g	650x500mm	83033786	359



viz stranu 48/49 příslušenství



Defender™ 3000 Standard

Bestseller modulárních vah pro základní aplikace v průmyslu

- ✓ Robustní konstrukce s nerezovou vážicí miskou AISI 304
- ✓ Ověřené modely
- ✓ Vnitřní dobíjecí baterie

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej	LCD displej s bílým LED podsvícením
Operace	AC adaptér (v balení), vestavěná dobíjecí baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Indikátor z ABS plastu, vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, rám z lakované oceli, hliníkový snímač s krytím IP67; balení obsahuje také stativ z lakované oceli
Další vlastnosti	Vážicí plošina s 5 nebo 6 bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity



Model		Váživost	Dílek (d= e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D31P30BR		30 kg	5 g	355 x 305 mm	80250485	312
D31P30BR-M	•	30 kg	10 g	355 x 305 mm	80250491	370
D31P60BR		60 kg	10 g	355 x 305 mm	80250486	312
D31P60BR-M	•	60 kg	20 g	355 x 305 mm	80250492	370
D31P60BL		60 kg	10 g	550 x 420 mm	80250487	354
D31P60BL-M	•	60 kg	20 g	550 x 420 mm	80250493	412
D31P150BL		150 kg	20 g	550 x 420 mm	80250488	354
D31P150BL-M	•	150 kg	50 g	550 x 420 mm	80250494	412
D31P150BX		150 kg	20 g	650 x 500 mm	80250489	437
D31P150BX-M	•	150 kg	50 g	650 x 500 mm	80250495	495
D31P300BX		300 kg	50 g	650 x 500 mm	80250490	437
D31P300BX-M	•	300 kg	100 g	650 x 500 mm	80250496	495



viz stranu 48/49 příslušenství



Defender™ 3000 Hybrid

Modulární váhy do náročného průmyslového prostředí

- ✓ Robustní konstrukce s nerezovou vážicí miskou AISI 304
- ✓ Celonerezový indikátor s krytím IP65
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej	LCD displej s bílým LED podsvícením
Napájení	Vnitřní univerzální zdroj nebo vnitřní dobíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Nerezový indikátor s krytím IP65, nerezová vážicí deska AISI 304, vážicí plošina z tubulární lakované oceli, hliníkový snímač s krytím IP67; v balení je sloupek a montážní konzola z nerezové oceli

Další vlastnosti Indikátor s vyklápěcím otvíráním pro jednodušší servis. Vážicí plošina s 5 nebo 6 bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity

Model		Váživost	Dílek (d= e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D32XW30BR-EU		30 kg	5 g	355 x 305 mm	80252904	411
D32XW30BR-EU-M	•	30 kg	10 g	355 x 305 mm	80252948	469
D32XW60BR-EU		60 kg	10 g	355 x 305 mm	80252905	411
D32XW60BR-EU-M	•	60 kg	20 g	355 x 305 mm	80252949	469
D32XW60BL-EU		60 kg	10 g	550 x 420 mm	80252906	447
D32XW60BL-EU-M	•	60 kg	20 g	550 x 420 mm	80252950	505
D32XW150BL-EU		150 kg	20 g	550 x 420 mm	80252907	447
D32XW150BL-EU-M	•	150 kg	50 g	550 x 420 mm	80252951	505
D32XW150BX-EU		150 kg	20 g	650 x 500 mm	80252908	536
D32XW150BX-EU-M	•	150 kg	50 g	650 x 500 mm	80252952	594
D32XW300BX-EU		300 kg	50 g	650 x 500 mm	80252909	536
D32XW300BX-EU-M	•	300 kg	100 g	650 x 500 mm	80252953	594



viz stranu 48/49 příslušenství



Defender™ 3000 celonerezové váhy

Celonerezové omyvatelné modulární váhy

- ✓ Robustní celonerezová konstrukce s nerezovou vážicí miskou AISI 304
- ✓ Celonerezový indikátor s krytím IP65
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej	LCD s bílým LED podsvícením
Napájení	Vnitřní univerzální zdroj nebo vnitřní dobíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Nerezový indikátor s krytím IP65, nerezová vážicí deska AISI 304, vážicí plošina z tubulární nerezové oceli, nerezový snímač s krytím IP67; v balení je také sloupek a montážní konzola z nerezové oceli

Další vlastnosti Indikátor s vyklápěcím otvíráním pro jednodušší servis. Vážicí plošina s 5 nebo 6 bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity.

Model		Váživost	Dílek (d= e)	Váž. plošina	Obj. číslo / Obj. číslo*	Cena €
D32XW30VR-EU		30 kg	5 g	355 x 305 mm	80252923 / 80252898	541
D32XW30VR-EU-M	•	30 kg	10 g	355 x 305 mm	80252960	599
D32XW60VR-EU		60 kg	10 g	355 x 305 mm	80252924 / 80252899	541
D32XW60VR-EU-M	•	60 kg	20 g	355 x 305 mm	80252961	599
D32XW60VL-EU		60 kg	10 g	550 x 420 mm	80252925 / 80252900	738
D32XW60VL-EU-M	•	60 kg	20 g	550 x 420 mm	80252962	796
D32XW150VL-EU		150 kg	20 g	550 x 420 mm	80252926 / 80252901	738
D32XW150VL-EU-M	•	150 kg	50 g	550 x 420 mm	80252963	796
D32XW150VX-EU		150 kg	20 g	650 x 500 mm	80252927 / 80252902	988
D32XW150VX-EU-M	•	150 kg	50 g	650 x 500 mm	80252964	1046
D32XW300VX-EU		300 kg	50 g	650 x 500 mm	80252928 / 80252903	988
D32XW300VX-EU-M	•	300 kg	100 g	650 x 500 mm	80252965	1046




viz stranu 48/49 příslušenství



*Nové objednávací číslo je platné od dubna 2012

Defender™ 5000 Standard



Volitelné

Multifunkční vysoce kvalitní modulární váhy

- ✓ Pokročilé aplikace včetně dynamického a kontrolního vážení
- ✓ Více možností rozhraní a relé
- ✓ Vysoké rozlišení až do 1:30 000d

Aplikace	Vážení (6 jednotek), Displej hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej	LCD s bílým LED podsvíceným plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Operace	Univerzální zdroj, 6 x C baterie nebo volitelně vestavěný dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP, Čas-Datum, volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce	Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, unikátní provedení plošiny, hliníkový snímač s IP67 OIML R60
Další vlastnosti	Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým dorazovým systémem proti přetížení, bezpečné přetížení 150 % kapacity



Model		Váživost	Dílek (d= e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D51P15QR1		15 kg	1 g	300 x 300 mm	80500823	536
D51P15QR1-M	•	15 kg	5 g	300 x 300 mm	80500828	594
D51P15HR1		15 kg	1 g	355 x 305 mm	80500511	541
D51P15HR1-M	•	15 kg	5 g	355 x 305 mm	80251826	599
D51P30QR1		30 kg	2 g	300 x 300 mm	80500824	536
D51P30QR1-M	•	30 kg	10 g	300 x 300 mm	80500829	594
D51P30HR1		30 kg	2 g	355 x 305 mm	80500512	541
D51P30HR1-M	•	30 kg	10 g	355 x 305 mm	80251827	599
D51P60HR1		60 kg	5 g	355 x 305 mm	80500513	541
D51P60HR1-M	•	60 kg	20 g	355 x 305 mm	80251828	599
D51P60HL2		60 kg	5 g	500 x 400 mm	80500514	614
D51P60HL2-M	•	60 kg	20 g	500 x 400 mm	80251829	672
D51P60QL2		60 kg	5 g	450 x 450 mm	80500825	624
D51P60QL2-M	•	60 kg	20 g	450 x 450 mm	80500830	682
D51P150QL2		150 kg	10 g	450 x 450 mm	80500826	624
D51P150QL2-M	•	150 kg	50 g	450 x 450 mm	80500831	682
D51P150HX2		150 kg	10 g	550 x 420 mm	80251833	692
D51P150HX2-M	•	150 kg	50 g	550 x 420 mm	80251831	750
D51P300HX2		300 kg	20 g	550 x 420 mm	80500516	692
D51P300HX2-M	•	300 kg	100 g	550 x 420 mm	80251832	750
D51P300QX2		300 kg	20 g	600 x 600 mm	80500827	884
D51P300QX2-M	•	300 kg	100 g	600 x 600 mm	80500832	942



Sada na montáž k váze



Sada dobíjitelného akumulátoru



viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
pedálový spínač

Defender™ 5000 celonerezové váhy

Multifunkční, vysokokvalitní celonerezové omyvatelné modulární váhy

- ✓ Celonerezová konstrukce váhy s krytím IP66
- ✓ Více možností rozhraní a relé
- ✓ Vysoké rozlišení až do 1:30 000d

Aplikace	Vážení (6 jednotek), Displej hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Operace	Síťový zdroj
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP, Čas-Datum, Volitelně RS422/485, AC/DC Relé, druhé RS232
Konstrukce	Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, unikátní celonerezové provedení plošiny, hliníkový snímač s IP67 OIML R60
Další vlastnosti	Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým dorazovým systémem proti přetížení, bezpečné přetížení 150 % kapacity



Volitelné



*Nové objednací číslo je platné od dubna 2012

Model	M APP	RE-CHARGE	Váživost	Dílek (d= e)	Váž. plošina	Obj. číslo / Obj. číslo*	Cena €
D51XW15WR3-EU			15 kg	1 g	300 x 300 mm	80251806 / 80500985	702
D51XW15WR3-EU-M	•		15 kg	5 g	300 x 300 mm	80251816	760
D51XW15WR3EU-MB	•	•	15 kg	5 g	300 x 300 mm	80500755	869
D51XW30WR3-EU			30 kg	2 g	300 x 300 mm	80251807 / 80500986	702
D51XW30WR3-EU-M	•		30 kg	10 g	300 x 300 mm	80251817	760
D51XW30WR3EU-MB	•	•	30 kg	10 g	300 x 300 mm	80500756	869
D51XW60WL4-EU			60 kg	5 g	450 x 450 mm	80251808 / 80500987	801
D51XW60WL4-EU-M	•		60 kg	20 g	450 x 450 mm	80251818	859
D51XW60WL4EU-MB	•	•	60 kg	20 g	450 x 450 mm	80500757	968
D51XW150WL4-EU			150 kg	10 g	450 x 450 mm	80251809 / 80500988	801
D51XW150WL4EU-M	•		150 kg	50 g	450 x 450 mm	80251819	859
D51XW150WL4EUMB	•	•	150 kg	50 g	450 x 450 mm	80500758	968
D51XW300WX4-EU			300 kg	20 g	600 x 600 mm	80251810	1071
D51XW300WX4EU-M	•		300 kg	100 g	600 x 600 mm	80251820	1129
D51XW300WX4EUMB	•	•	300 kg	100 g	600 x 600 mm	80500759	1238



viz stranu 48/49/50/51 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač

Defender™ 7000 Standard

Multifunkční, vysoce kvalitní, můstkové váhy pro náročné aplikace

- ✓ Pokročilé aplikace zahrnují akumulaci, knihovnu a volitelnou paměť
- ✓ Více možností rozhraní, relé a možnost práce na dvou vážicích plošinách
- ✓ Volitelný jazyk obsluhy

Aplikace	Vážení (6 jednotek + vlastní), displej hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, automatická tára, akumulace, paměť na 256 položek, volitelná paměť
Displej	LCD displej s bílým LED podsvícením, alfanumerický řádek, třibarevný LED pro kontrolní vážení
Operace	Zabudovaný univerzální zdroj, 6 x C baterii nebo volitelný dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP protokolem, Datum-čas, volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232 rozhraní
Konstrukce	Indikátor z ABS plastu, plošina z lakované oceli s nerezovou vážicí deskou, hliníkové snímače s krytím IP67, nerezový sloupek a konzola
Další vlastnosti	Alfanumerická klávesnice, plošina s 5 nebo 6bodovým ochranným mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení do 150 % kapacity



Volitelné




Model		Váživost	Dílek (d= e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D71P15QR1		15 kg	1 g	300x300 mm	80501331	733
D71P15QR1-M	•	15 kg	5 g	300x300 mm	80501336	791
D71P15HR1		15 kg	1 g	355x305 mm	80501303	759
D71P15HR1-M	•	15 kg	5 g	355x305 mm	80501310	817
D71P30QR1		30 kg	2 g	300x300 mm	80501332	733
D71P30QR1-M	•	30 kg	10 g	300x300 mm	80501337	791
D71P30HR1		30 kg	2 g	355x305 mm	80501304	759
D71P30HR1-M	•	30 kg	10 g	355x305 mm	80501311	817
D71P60HR1		60 kg	5 g	355x305 mm	80501305	759
D71P60HR1-M	•	60 kg	20 g	355x305 mm	80501312	817
D71P60HL2		60 kg	5 g	500x400 mm	80501306	822
D71P60HL2-M	•	60 kg	20 g	500x400 mm	80501313	880
D71P60QL2		60 kg	5 g	450x450 mm	80501333	837
D71P60QL2-M	•	60 kg	20 g	450x450 mm	80501338	895
D71P150QL2		150 kg	10 g	450x450 mm	80501334	837
D71P150QL2-M	•	150 kg	50 g	450x450 mm	80501339	895
D71P150HX2		150 kg	10 g	550x420 mm	80501308	884
D71P150HX2-M	•	150 kg	50 g	550x420 mm	80501315	942
D71P300HX2		300 kg	20 g	550x420 mm	80501309	884
D71P300HX2-M	•	300 kg	100 g	550x420 mm	80501316	942
D71P300QX2		300 kg	20 g	600x600 mm	80501335	1050
D71P300QX2-M	•	300 kg	100 g	600x600 mm	80501340	1108

viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač

Defender™ 7000 celonerezové váhy




Multifunkční, vysoce kvalitní, můstkové váhy pro náročné aplikace

- ✓ Pokročilé aplikace zahrnují akumulaci, knihovnu a volitelnou paměť
- ✓ Více možností rozhraní, relé a možnost práce na dvou vážicích plošinách
- ✓ Volitelný jazyk obsluhy


Aplikace	Vážení (6 jednotek + vlastní), displej hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, automatická tara, akumulace, paměť na 256 položek, volitelná paměť
Displej	LCD displej s bílým LED podsvícením, alfanumerický řádek, tříbarevný LED pro kontrolní vážení
Operace	Zabudovaný univerzální zdroj, nebo volitelný dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP protokolem, Datum-čas, volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232 rozhraní
Konstrukce	Indikátor, plošina z nerezové oceli s nerezovou vážicí deskou, nerezové snímače s krytím IP67, nerezový sloupek a konzola
Další vlastnosti	Alfanumerická klávesnice, plošina s 5 nebo 6 bodovým ochranným mechanismem proti přetížení, bezpečné pretížení do 150 % kapacity

Nové objednací číslo je platné od dubna 2012 viz stranu 48/49/50/51 příslušenství

Model	M APP	RE-CHARGE	Váživost	Dílek (d= e)	Váž. plošina	Obj. číslo / Obj. číslo*	Cena €
D71XW15WR3-EU			15 kg	1 g	300x300 mm	80501430 / 80501425	993
D71XW15WR3-EU-M	•		15 kg	5 g	300x300 mm	80501440	1051
D71XW15WR3EU-MB	•	•	15 kg	5 g	300x300 mm	80501682	1160
D71XW30WR3-EU			30 kg	2 g	300x300 mm	80501431 / 80501426	993
D71XW30WR3-EU-M	•		30 kg	10 g	300x300 mm	80501441	1051
D71XW30WR3EU-MB	•	•	30 kg	10 g	300x300 mm	80501683	1160
D71XW60WL4-EU			60 kg	5 g	450x450 mm	80501432 / 80501427	1149
D71XW60WL4-EU-M	•		60 kg	20 g	450x450 mm	80501442	1207
D71XW60WL4EU-MB	•	•	60 kg	20 g	450x450 mm	80501684	1316
D71XW150WL4-EU			150 kg	10 g	450x450 mm	80501433 / 80501428	1149
D71XW150WL4EU-M	•		150 kg	50 g	450x450 mm	80501443	1207
D71XW150WL4EUMB	•	•	150 kg	50 g	450x450 mm	80501685	1316
D71XW300WX4-EU			300 kg	20 g	600x600 mm	80501434 / 80501429	1352
D71XW300WX4EU-M	•		300 kg	100 g	600x600 mm	80501444	1410
D71XW300WX4EUMB	•	•	300 kg	100 g	600x600 mm	80501686	1519



CKW Checkweigher



Rychlost, omyvatelnost - do náročných podmínek zpracování potravin

- ✓ Víceúčelové využití
- ✓ Volitelně vnitřní dobíjitelný akumulátor
- ✓ Certifikát (NSF) a plná podpora HACCP systémů kvality

Aplikace	Vážení (6 jednotek), kontrolní vážení, negativní kontrolní vážení, auto- tara, funkce sčítání, statistiky
Displej	LED, uživatelem nastavitelný 24segmentový mřížkový LED graf
Operace	Síťový zdroj, volitelně dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní; volitelně RS422/485 rozhraní; volitelně AC/DC relé
Konstrukce	Indikátor, vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, vážicí plošina z vysoce kvalitní nerezové oceli, nerezový snímač s krytím P67, nerezový stativ a nerezový držák indikátoru
Další vlastnosti	Vážicí plošina splňující standardy bezpečného vážení potravin (Food Safety standards), 20položková paměť indikátoru, numerická klávesnice.

Model	M APP	Váživost	Dílek (d= e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
CKW3R55		3 kg	0.5 g	254x254 mm	80251041	1051
CKW3R55-M	•	3 kg	1 g	254x254 mm	80250421	1109
CKW6R55		6 kg	1 g	254x254 mm	80251042	1051
CKW6R55-M	•	6 kg	2 g	254x254 mm	80250422	1109
CKW15L55		15 kg	2 g	305x305 mm	80251043	1148
CKW15L55-M	•	15 kg	5 g	305x305 mm	80250423	1206
CKW30L55		30 kg	5 g	305x305 mm	80251044	1195
CKW30L55-M	•	30 kg	10 g	305x305 mm	80250424	1253

viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství




T31P

Základní indikátor série 3000

- ✓ Reverzibilní kryt pro pohodlný výstup káblů
- ✓ Intuitivní používání
- ✓ Vnitřní dobíjitelný akumulátor

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej	LCD s bílým LED podsvícením
Operace	AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelný akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Tvrzený ABS plast
Další vlastnosti	Otočný zadní kryt pro montáž s vývody nahoru i dolů, montážní otvory, protiskluzové gumové nožky

Model	Obj. číslo	Cena €
T31P	80250475	140



Volitelné



viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



T32XW

Celonerezové omyvatelné indikátory série 3000

- ✓ Celonerezová konstrukce s krytím IP65 a vyklápěcím mechanismem otvírání
- ✓ Intuitivní používání
- ✓ Vnitřní nabíjitelná baterie

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů a
Displej	LCD displej s bílým podsvícením
Napájení	Univerzální zdroj nebo volitelná dobíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Celonerezový kryt indikátoru s krytím IP65
Další vlastnosti	Vyklápěcí mechanismus otvírání pro jednoduchý a pohodlný servis

Model	Obj. číslo / Obj. číslo*	Cena €
T32XW-EU	80252915 / 80252897	228

Nové objednací číslo je platné od dubna 2012



viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



T32M

Pevné kovové indikátory série 3000

- ✓ Vylepšená funkcionality, jednoduché používání a ovládání
- ✓ Intuitivní ovládání
- ✓ Dvě verze displeje

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů a kumulace sčítavání, kontrolní vážení a funkce display hold
Displej	T32MC s podsvíceným LCD / T32ME s LED
Napájení	AC adaptér v balení
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Přední panel z ABS plastu, kryt a montážní konzola z lakované oceli
Další vlastnosti	Navrhované pro odolnost, lakovaný povrch minimalizuje škrábance, dělení 1:6000e nebo až 1:20000d

Model	Obj. číslo	Cena €
T32ME	80252867	186
T32MC	80252868	191



viz stranu 48/49 příslušenství



T51P



Volitelné

Série 5000 Multifunkční indikátor z ABS plastu

- ✓ Pokročilé aplikace včetně dynamického a kontrolního vážení
- ✓ Více možností rozhraní a relé
- ✓ Vysoké rozlišení až do 1:30 000d

Aplikace	Vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení	Univerzální zdroj, volitelně vnitřní dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP, Čas-datum; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce	Kryt z ABS plastu
Další vlastnosti	Otočný zadní kryt pro montáž s vývody nahoru i dolů, montážní otvory, protiskluzové gumové nožky

Model	Obj. číslo	Cena €
T51P	80500507	278



viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač

T51XW



Série 5000 Multifunkční omyvatelný nerezový indikátor

- ✓ Celonerezová konstrukce s krytím IP66
- ✓ Více možností rozhraní a relé
- ✓ Vysoké rozlišení až do 1:30 000d

Aplikace	vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Operace	Univerzální zdroj, volitelně vnitřní dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP, Čas-datum; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce	Nerezový kryt s krytím IP66
Další vlastnosti	Vyklápěcí mechanismus pro jednoduchý servis

*Nové objednáací číslo je
platné od dubna 2012

Model	Obj. číslo / Obj. číslo*	Cena €
T51XW-EU	80251804 / 80500508	406



viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač

T71P

Multifunkční plastový indikátor série 7000 pro náročné aplikace

- ✓ Pokrokové aplikace zahrnují akumulaci, knihovnu a volitelnou paměť
- ✓ Možnost chodu dvou plošin s možnostmi relé a jiného příslušenství
- ✓ Volitelný jazyk obsluhy & nastavitelné dělení až do 1:50, 000d

Aplikace	Vážení (6 jednotek + vlastní), displej hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, automatická tára, akumulace, paměť na 256 položek, volitelná paměť
Displej	LCD displej s bílým LED podsvícením, alfanumerický řádek, tříbarevný LED pro kontrolní vážení
Napájení	Zabudovaný univerzální zdroj, 6 x C baterie nebo volitelný dobíjecí NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP protokolem, datum-čas, volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232 rozhraní
Konstrukce	Kryt z odolného ABS plastu
Další vlastnosti	Alfanumerická klávesnice, reverzibilní zadní kryt, jednoduchá plug and play instalace příslušenství, dělení 1:50, 000d a až do 1:10, 000e

Model	Obj. číslo	Cena €
T71P	80500509	433



Volitelné



viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač

T71XW


Multifunkční nerezový indikátor série 7000 pro náročné aplikace

- ✓ Pokrokové aplikace zahrnují akumulaci, knihovnu a volitelnou paměť
- ✓ Možnost chodu dvou plošin s možnostmi relé a jiného příslušenství
- ✓ Volitelný jazyk obsluhy a nastavitelné dělení až do 1:50, 000d

Aplikace	Vážení (6 jednotek + vlastní), displej hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, automatická tára, akumulace, paměť na 256 položek, volitelná paměť
Displej	LCD displej s bílým LED podsvícením, alfanumerický řádek, tříbarevný LED pro kontrolní vážení
Napájení	Zabudovaný univerzální zdroj nebo volitelný dobíjecí NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP protokolem, datum-čas, volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232 rozhraní
Konstrukce	Nerezový kryt s IP66
Další vlastnosti	Alfanumerická klávesnice, reverzibilní zadní kryt, jednoduchá plug and play instalace příslušenství, dělení 1:50, 000d a až do 1:10, 000e

**Nové objednací číslo je
platné od dubna 2012**

Model	Obj. číslo / Obj. číslo*	Cena €
T71XW-EU	80500517 / 80500510	536



viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač

CKW55



Indikátor na kontrolní vážení s krytím IP66

- ✓ Velká škála využití
- ✓ Volitelně s vnitřním akumulátorem
- ✓ Certifikát (NSF) a plná podpora HACCP systému kvality

Aplikace	Vážení (6 jednotek), kontrolní vážení, negativní kontrolní vážení, Auto-tara, funkce sčítání, statistiky
Displej	LED, uživatelem nastavitelný, 24segmentový sloupcový LED graf
Napájení	Síťový zdroj, volitelně dobíjitelný NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní; volitelně RS422/485 rozhraní; volitelně AC/DC relé
Konstrukce	Nerezový kryt s krytím IP66
Další vlastnosti	Plná podpora HACCP, certifikát NSF, 20položková paměť



Model	Obj. číslo	Cena €
CKW55	80251030	640

viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač

Vážicí můstky

Plošina CKW



Vysoce kvalitní nerezová vážicí plošina pro potravinářské účely

- ✓ Certifikát (NSF) a plná podpora HACCP systémů kvality
- ✓ Celonerezová konstrukce

Konstrukce	Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, vážicí plošina z vysoce kvalitní nerezové oceli, snadná údržba, nerezový snímač s krytím P67, nerezový stativ a držák indikátoru
Další vlastnosti	Vážicí plošina splňující standardy bezpečnosti potravin (Food Safety standards)



Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
CKW3R	3 kg	254x254 mm	80251046	458
CKW6R	6 kg	254x254 mm	80251047	458
CKW15L	15 kg	305x305 mm	80251048	572
CKW30L	30 kg	305x305 mm	80251049	624

Vážicí můstek Defender™ 3000



Nejlepší vážicí plošiny pro základní průmyslové aplikace

- ✓ Robustní konstrukce s nerezovou vážicí miskou AISI 304
- ✓ Hliníkový OIML R60 snímač s krytím IP67

Konstrukce	Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, rám z lakované oceli, hliníkový snímač IP67 OIML R60
Další vlastnosti	Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým dorazovým systémem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity

Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D30BR	30 kg	355 x 305 mm	80250479	151
D60BR	60 kg	355 x 305 mm	80250480	151
D60BL	60 kg	550 x 420 mm	80250481	198
D150BL	150 kg	550 x 420 mm	80250482	198
D150BX	150 kg	650 x 500 mm	80250483	276
D300BX	300 kg	650 x 500 mm	80250484	276



Vážicí můstek Defender™ 3000, celonerezové provedení



Nerezová umývatelná vážicí plošina

- ✓ Robustní konstrukce s nerezovou vážicí miskou AISI 304
- ✓ Celonerezový OIML R60 snímač s krytím IP67

Konstrukce	Vážicí plošina z nerezové oceli AISI 304, rám váhy z nerez; nerezový snímač s IP67 OIML R60
Další vlastnosti	Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým dorazovým systémem proti přetížení, bezpečné přetížení 125 % kapacity

Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D30VR	30 kg	355 x 305 mm	80250539	302
D60VR	60 kg	355 x 305 mm	80250540	302
D60VL	60 kg	550 x 420 mm	80250541	504
D150VL	150 kg	550 x 420 mm	80250542	504
D150VX	150 kg	650 x 500 mm	80250543	754
D300VX	300 kg	650 x 500 mm	80250544	754



Vážicí můstek Defender™ 5000/7000



Vysoce kvalitní průmyslové vážicí plošiny

- ✓ Vážicí plošina z černé lakované oceli s nerezovou vážicí deskou
- ✓ Odolnost, rigidita a strukturální integrita
- ✓ Vysoké rozlišení

Konstrukce

Nerezová vážicí plošina 304, vážicí plošina z uhlíkové oceli s černým polyuretanovým lakováním, hliníkový snímač s IP67 krytím

Další vlastnosti

Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 150 % kapacity



Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D15HR	15 kg	355 x 305 mm	80251880	250
D30HR	30 kg	355 x 305 mm	80251881	250
D60HR	60 kg	355 x 305 mm	80251882	250
D60HL	60 kg	500 x 400 mm	80251883	302
D150HX	150 kg	550 x 420 mm	80251885	364
D300HX	300 kg	550 x 420 mm	80251886	364
D15QR	15 kg	300 x 300 mm	80251887	229
D30QR	30 kg	300 x 300 mm	80251888	229
D60QL	60 kg	450 x 450 mm	80251889	312
D150QL	150 kg	450 x 450 mm	80251890	312
D300QX	300 kg	600 x 600 mm	80251891	567



Vážicí můstek Defender™ 5000/7000, celonerezové provedení

Vysoce kvalitní celonerezové průmyslové vážicí plošiny

- ✓ Celonerezová vážicí plošina s nerezovou vážicí deskou
- ✓ Odolnost, rigidita a strukturální integrita
- ✓ Vysoké rozlišení

Konstrukce

Nerezová vážicí miska 304, vážicí plošina z nerezové oceli, nerezový snímač s IP67 krytím

Další vlastnosti

Vážicí plošina s 5 nebo 6bodovým zastavovacím mechanismem proti přetížení, bezpečné přetížení 150 % kapacity



Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
D15WR	15 kg	300 x 300 mm	80251892	374
D30WR	30 kg	300 x 300 mm	80251893	374
D60WL	60 kg	450 x 450 mm	80251894	520
D150WL	150 kg	450 x 450 mm	80251895	520
D300WX	300 kg	600 x 600 mm	80251896	842

Podlahové váhy a plošiny

Defender 3000 podlahové váhy

Univerzální, cenově dostupné podlahové váhy s indikátorem T32M

- ✓ Indikátor s intuitivním používáním a robustním kovovým provedením
- ✓ Funkce akumulace a možnost tisku přes RS232 rozhraní
- ✓ Litinové snímače s krytím IP67

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů a kumulace sčítavání, kontrolní vážení a funkce display hold
Displej	LCD podsvícením
Napájení	AC adaptér v balení
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Kovový indikátor, Vážicí plošina z černé lakované oceli s embosovaným povrchem, fixovaným 5 mm tlustým plechem, se 4 x H8C IP67 OIML R60 litinovými snímači, přípojná krabice s krytím IP65
Další vlastnosti	Přední panel z ABS plastu, kryt a montážní konzola z lakované oceli

Model	Váživost	Dílek (d)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
DF32M1500BS	1500kg	500g	800 x 800 mm	83032891	699
DF32M1500BR	1500kg	500g	1000x1000mm	83032892	770
DF32M1500BL	1500kg	500g	1200x1200mm	83032893	872
DF32M3000BL	3000kg	1000g	1200x1200mm	83032894	872
DF32M1500BX	1500kg	500g	1500x1500mm	83032895	1005
DF32M3000BX	3000kg	1000g	1500x1500mm	83032896	1005
DF32M1500BLX	1500kg	500g	1200x1500mm	83033730	933
DF32M3000BLX	3000kg	1000g	1200x1500mm	83033731	933



viz stranu 52 příslušenství



Defender 3000 podlahové vážící plošiny

Model	Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
DF1500BS	1500kg	500g	800 x 800 mm	83032905	581
DF1500BR	1500kg	500g	1000x1000mm	83032906	638
DF1500BL	1500kg	500g	1200x1200mm	83032907	740
DF3000BL	3000kg	1000g	1200x1200mm	83032908	740
DF1500BX	1500kg	500g	1500x1500mm	83032909	867
DF3000BX	3000kg	1000g	1500x1500mm	83032910	867
DF1500BLX	1500kg	500g	1200x1500mm	83033738	806
DF3000BLX	3000kg	1000g	1200x1500mm	83033739	806



Podlahové váhy VE s indikátorem T31P

Ekonomické podlahové váhy s indikátorem T31P

- ✓ Vysoká kvalita, cenová dostupnost
- ✓ Litinové snímače s krytím IP67
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Model		Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VE1500S31P-M	•	1500 kg	500 g	1000 x 1000 mm	80251865	1012
VE1500R31P-M	•	1500 kg	500 g	1250 x 1250 mm	80251866	1121
VE1500L31P-M	•	1500 kg	500 g	1500 x 1500 mm	80251868	1188
VE3000R31P-M	•	3000 kg	1000 g	1250 x 1250 mm	80251867	1121
VE3000L31P-M	•	3000 kg	1000 g	1500 x 1500 mm	80251869	1188



viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství




Nerezové podlahové váhy VE s indikátorem T32XW



Ekonomická nerezová vážicí plošina s T32XW indikátorem

- ✓ Cenová dostupnost bez kompromisů na kvalitu
- ✓ Jednoduše použitelný nerezový indikátor s IP65, litinové snímače IP67
- ✓ Vnitřní dobíjecí baterie

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej	LCD s bílým LED podsvícením
Napájení	Univerzální zdroj nebo vnitřní dobíjecí baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Indikátor z nerezové oceli s IP65, vážicí plošina z nerezové oceli s fixovaným 5 mm hrubým nerezovým plechem, s 4 x H8C IP67 OIML R60 nerezovými snímači, přípojná krabice s krytím IP65
Další vlastnosti	Vyklápěcí mechanismus otvírání terminálu pro jednoduchý přístup



Model		Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VE1500S32XW-EU		1500 kg	500 g	1000 x 1000 mm	80253270	1816
VE1500S32XW-EUM	•	1500 kg	500 g	1000 x 1000 mm	80253282	1886
VE1500R32XW-EU		1500 kg	500 g	1250 x 1250 mm	80253271	2251
VE1500R32XW-EUM	•	1500 kg	500 g	1250 x 1250 mm	80253283	2321
VE1500L32XW-EU		1500 kg	500 g	1500 x 1500 mm	80253273	2717
VE1500L32XW-EUM	•	1500 kg	500 g	1500 x 1500 mm	80253285	2787
VE3000R32XW-EU		3000 kg	1000 g	1250 x 1250 mm	80253272	2251
VE3000R32XW-EUM	•	3000 kg	1000 g	1250 x 1250 mm	80253284	2321
VE3000L32XW-EU		3000 kg	1000 g	1500 x 1500 mm	80253274	2717
VE3000L32XW-EUM	•	3000 kg	1000 g	1500 x 1500 mm	80253286	2787

viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



Podlahové vážicí plošiny VE nerezové



Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VE1500SW	1500 kg	1000 x 1000 mm	80251478	1439
VE1500RW	1500 kg	1250 x 1250 mm	80251479	1863
VE1500LW	1500 kg	1500 x 1500 mm	80251481	1863
VE3000RW	3000 kg	1250 x 1250 mm	80251480	2303
VE3000LW	3000 kg	1500 x 1500 mm	80251482	2303



viz stranu 52 příslušenství



Podlahové váhy a plošiny

Podlahové váhy VFP s indikátorem T51P

Vysoce kvalitní vážicí plošina z lakované oceli s multifunkčním indikátorem T51P

- ✓ Strukturální vyztužení
- ✓ Možnost montáže do podlahy
- ✓ Nerezové snímače s krytím IP68

Aplikace	Vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelný akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP, čas-datumb; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce	Indikátor z ABS plastu, vážicí plošina z černé lakované oceli, nerezová sluchová skříňka s krytím IP67, nerezové snímače s krytím IP68 OIML R60
Další vlastnosti	Strukturální vyztužení a výkyvné nožky s odnímatelným gumovým krytem



Model		Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VFP-CS30051P		300 kg	50 g	800 x 800 mm	22018704	1744
VFP-CS30051PM	•	300 kg	100 g	800 x 800 mm	22018730	1814
VFP-CS60051P		600 kg	100 g	800 x 800 mm	22018705	1744
VFP-CS60051PM	•	600 kg	200 g	800 x 800 mm	22018731	1814
VFP-DS30051P		300 kg	50 g	1000 x 1000 mm	22018706	1853
VFP-DS30051PM	•	300 kg	100 g	1000 x 1000 mm	22018732	1923
VFP-DS60051P		600 kg	100 g	1000 x 1000 mm	22018707	1853
VFP-DS60051PM	•	600 kg	200 g	1000 x 1000 mm	22018733	1923
VFP-DS150051P		1500 kg	200 g	1000 x 1000 mm	22018708	1853
VFP-DS150051PM	•	1500 kg	500 g	1000 x 1000 mm	22018734	1923
VFP-E60051P		600 kg	100 g	1500 x 1250 mm	22018709	1987
VFP-E60051PM	•	600 kg	200 g	1500 x 1250 mm	22018735	2057
VFP-E150051P		1500 kg	200 g	1500 x 1250 mm	22018710	1987
VFP-E150051PM	•	1500 kg	500 g	1500 x 1250 mm	22018736	2057
VFP-E300051P		3000 kg	500 g	1500 x 1250 mm	22018711	1987
VFP-E300051PM	•	3000 kg	1000 g	1500 x 1250 mm	22018737	2057
VFP-ES60051P		600 kg	100 g	1500 x 1500 mm	22018712	2230
VFP-ES60051PM	•	600 kg	200 g	1500 x 1500 mm	22018738	2300
VFP-ES150051P		1500 kg	200 g	1500 x 1500 mm	22018713	2230
VFP-ES150051PM	•	1500 kg	500 g	1500 x 1500 mm	22018739	2300
VFP-ES300051P		3000 kg	500 g	1500 x 1500 mm	22018714	2230
VFP-ES300051PM	•	3000 kg	1000 g	1500 x 1500 mm	22018740	2300
VFP-G150051P		1500 kg	200 g	2000 x 1500 mm	22018715	2660
VFP-G150051PM	•	1500 kg	500 g	2000 x 1500 mm	22018741	2730
VFP-G300051P		3000 kg	500 g	2000 x 1500 mm	22018716	2660
VFP-G300051PM	•	3000 kg	1000 g	2000 x 1500 mm	22018742	2730

viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství




RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač



VFP vážicí plošiny

Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VFP-CS300	300 kg	800 x 800 mm	22015436	1418
VFP-CS600	600 kg	800 x 800 mm	22015437	1418
VFP-DS300	300 kg	1000 x 1000 mm	22015438	1527
VFP-DS600	600 kg	1000 x 1000 mm	22015439	1527
VFP-DS1500	1500 kg	1000 x 1000 mm	22015440	1527
VFP-E600	600 kg	1500 x 1250 mm	22015441	1656
VFP-E1500	1500 kg	1500 x 1250 mm	22015442	1656
VFP-E3000	3000 kg	1500 x 1250 mm	22015443	1656
VFP-ES600	600 kg	1500 x 1500 mm	22015444	1873
VFP-ES1500	1500 kg	1500 x 1500 mm	22015445	1873
VFP-ES3000	3000 kg	1500 x 1500 mm	22015446	1873
VFP-G1500	1500 kg	2000 x 1500 mm	22015448	2303
VFP-G3000	3000 kg	2000 x 1500 mm	22015449	2303



viz stranu 52 příslušenství



Podlahové váhy a plošiny

Nerezové podlahové váhy VFS s indikátorem T51XW



Vysoce kvalitní celonerezové podlahové váhy s omyvatelným multifunkčním indikátorem T51XW

- ✓ Strukturální vyztužení
- ✓ Celonerezové provedení s nerezovým indikátorem IP66, nerezovými snímači IP68
- ✓ Možnost montáže do podlahy

Aplikace	Vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení	AC adaptér (v balení)
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP, Čas-datum; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce	Nerezový indikátor s krytím IP66, nerezová vážicí plošina, nerezová sluchovací skříňka s krytím IP67, nerezové snímače s IP68 OIML R60
Další vlastnosti	Strukturální vyztužení a výkyvné nožky s odnímatelným gumovým krytem



Model		Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VFS-CS30051XW		300 kg	50 g	800 x 800 mm	22018717	2686
VFS-CS30051XWM	•	300 kg	100 g	800 x 800 mm	22018743	2756
VFS-CS60051XW		600 kg	100 g	800 x 800 mm	22018718	2686
VFS-CS60051XWM	•	600 kg	200 g	800 x 800 mm	22018744	2756
VFS-DS30051XW		300 kg	50 g	1000 x 1000 mm	22018719	2970
VFS-DS30051XWM	•	300 kg	100 g	1000 x 1000 mm	22018745	3040
VFS-DS60051XW		600 kg	100 g	1000 x 1000 mm	22018720	2970
VFS-DS60051XWM	•	600 kg	200 g	1000 x 1000 mm	22018746	3040
VFS-DS150051XW		1500 kg	200 g	1000 x 1000 mm	22018721	2970
VFS-DS150051XWM	•	1500 kg	500 g	1000 x 1000 mm	22018747	3040
VFS-E60051XW		600 kg	100 g	1500 x 1250 mm	22018722	3664
VFS-E60051XWM	•	600 kg	200 g	1500 x 1250 mm	22018748	3734
VFS-E150051XW		1500 kg	200 g	1500 x 1250 mm	22018723	3664
VFS-E150051XWM	•	1500 kg	500 g	1500 x 1250 mm	22018749	3734
VFS-E300051XW		3000 kg	500 g	1500 x 1250 mm	22018724	3664
VFS-E300051XWM	•	3000 kg	1000 g	1500 x 1250 mm	22018750	3734
VFS-ES60051XW		600 kg	100 g	1500 x 1500 mm	22018725	3907
VFS-ES60051XWM	•	600 kg	200 g	1500 x 1500 mm	22018751	3977
VFS-ES150051XW		1500 kg	200 g	1500 x 1500 mm	22018726	3907
VFS-ES150051XWM	•	1500 kg	500 g	1500 x 1500 mm	22018752	3977
VFS-ES300051XW		3000 kg	500 g	1500 x 1500 mm	22018727	3907
VFS-ES300051XWM	•	3000 kg	1000 g	1500 x 1500 mm	22018753	3977
VFS-G150051XW		1500 kg	200 g	2000 x 1500 mm	22018728	4507
VFS-G150051XWM	•	1500 kg	500 g	2000 x 1500 mm	22018754	4577
VFS-G300051XW		3000 kg	500 g	2000 x 1500 mm	22018729	4507
VFS-G300051XWM	•	3000 kg	1000 g	2000 x 1500 mm	22018755	4577

viz stranu 48/49/50/51/52 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač



VFS celonerezové vážicí plošiny



Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VFS-CS300	300 kg	800 x 800 mm	22015450	2174
VFS-CS600	600 kg	800 x 800 mm	22015451	2174
VFS-DS300	300 kg	1000 x 1000 mm	22015452	2458
VFS-DS600	600 kg	1000 x 1000 mm	22015453	2458
VFS-DS1500	1500 kg	1000 x 1000 mm	22015454	2458
VFS-E600	600 kg	1500 x 1250 mm	22015455	3157
VFS-E1500	1500 kg	1500 x 1250 mm	22015456	3157
VFS-E3000	3000 kg	1500 x 1250 mm	22015457	3157
VFS-ES600	600 kg	1500 x 1500 mm	22015458	3395
VFS-ES1500	1500 kg	1500 x 1500 mm	22015459	3395
VFS-ES3000	3000 kg	1500 x 1500 mm	22015460	3395
VFS-G1500	1500 kg	2000 x 1500 mm	22015462	3995
VFS-G3000	3000 kg	2000 x 1500 mm	22015463	3995



viz stranu 52 příslušenství



Paletové váhy VE s indikátorem T31P



Ekonomické paletové váhy z lakované oceli s indikátorem T31P

- ✓ Vysoká kvalita, cenová dostupnost
- ✓ Litinové snímače s krytím IP67
- ✓ Vnitřní dobíjitelná baterie

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej	LCD s bílým LED podsvícením
Napájení	AC adaptér (v balení) nebo dobíjitelný akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Indikátor z ABS plastu, vážicí paletová plošina z lakované oceli, nerezová slučovací skříňka s krytím IP65, 4 ocelové snímače IP68 OIML R60
Další vlastnosti	Madlo a kolečka pro jednoduchou manipulaci



Model		Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VE1500P31P		1500 kg	500 g	1260 x 840 mm	80251858	1066
VE1500P31P-M	•	1500 kg	500 g	1260 x 840 mm	80251859	1136

viz stranu 48/49 příslušenství



Paletové plošiny VE



Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VE1500P	1500 kg	1260 x 840 mm	80251476	926

Nerezové paletové váhy VE s indikátorem T32XW



Ekonomická paletová vážicí plošina z nerezové oceli s indikátorem T32XW

- ✓ Cenová dostupnost bez kompromisů na kvalitu
- ✓ Jednoduché používání a čištění
- ✓ Vnitřní nabíjitelná baterie

Aplikace	Vážení (5 jednotek), základní počítání kusů
Displej	LCD s bílým LED podsvícením
Napájení	Vnitřní univerzální zdroj nebo nabíjitelná baterie
Komunikace	RS232 rozhraní
Konstrukce	Indikátor z nerezové oceli s IP65, vážicí paletová plošina z nerezové oceli, nerezová přípojná krabice s krytím IP65, 4 ocelové snímače IP67 OIML R60
Další vlastnosti	Vyklápěcí otvírací mechanismus indikátoru. Úchytka a kolečka na plošině pro jednoduché přemístění

Model		Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VE1500P32XW-EU		1500 kg	500 g	1260x840 mm	80253280	1858
VE1500P32XW-EUM	•	1500 kg	500 g	1260x840 mm	80253292	1928

viz stranu 48/49 příslušenství



Nerezové paletové plošiny VE



Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VE1500PW	1500 kg	1260x840 mm	80251483	1615

Paletové váhy a plošiny


VFPP paletové váhy s indikátorem T51P



Vysoce kvalitní paletové váhy s indikátorem T51P

- ✓ Robustní U-paletové váhy
- ✓ Snímače z nerezové oceli s krytím IP68
- ✓ Více možností rozhraní a relé

Aplikace	Vážení (6 jednotek + vlastní), Displej hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, Auto - tara
Displej	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení	Univerzální zdroj, 6 x C baterie nebo vestavěný vnitřní NiMH akumulátor
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP, čas - datum; volitelné RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce	Indikátor z ABS plastu, vážicí plošina z černé lakované oceli, nerezová slučovací skříňka s krytím IP67, nerezové snímače s krytím IP68 OIML R60
Další vlastnosti	Výkyvné nohy s gumovým krytem



Model		Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VFPP-60051P		600 kg	100 g	1256 x 840 x 78 mm	22018756	1584
VFPP-60051PM	•	600 kg	200 g	1256 x 840 x 78 mm	22018757	1654
VFPP-150051P		1500 kg	200 g	1256 x 840 x 78 mm	22018758	1584
VFPP-150051PM	•	1500 kg	500 g	1256 x 840 x 78 mm	22018759	1654

viz stranu 48/49 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedalový spínač

VFPP U-vážicí plošiny



Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VFPP-600	600 kg	1256 x 840 x 78 mm	22015681	1278
VFPP-1500	1500 kg	1256 x 840 x 78 mm	22015682	1278


Celonerezové paletové váhy VFSP s indikátorem T51XW



Vysoce kvalitní celonerezové paletové váhy s indikátorem T51XW

- ✓ Robustní U-paletové váhy
- ✓ Celonerezová konstrukce, snímače z nerezové oceli s krytím IP68, indikátor z nerezové oceli s IP66
- ✓ Více možností rozhraní a relé

Aplikace	Vážení (6 jednotek + vlastní), Display hold, dynamické vážení, počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, auto-tara
Displej	LCD s bílým LED podsvícením plus 3 barevné LED pro kontrolní vážení
Napájení	Univerzální vnitřní zdroj
Komunikace	RS232 rozhraní s GMP, čas-datum; volitelně RS422/485, AC/DC relé, druhé RS232
Konstrukce	Nerezový indikátor s krytím IP66, matná nerezová váhací plošina, nerezová slučovací skříňka s krytím IP67, nerezové snímače s IP68 OIML R60
Další vlastnosti	Výkyvné nohy s gumovým krytem



Model		Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VFSP-60051XW		600 kg	100 g	1256x840x78 mm	22018760	2479
VFSP-60051XWM	•	600 kg	200 g	1256x840x78 mm	22018762	2479
VFSP-150051XW		1500 kg	200 g	1256x840x78 mm	22018761	2549
VFSP-150051XWM	•	1500 kg	500 g	1256x840x78 mm	22018763	2549

viz stranu 48/49 příslušenství



RS232/422/485,
Relé,
Pedálový spínač

VFSP U-nerezové váhací plošiny



Model	Váživost	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
VFSP-600	600 kg	1256x840x78 mm	22015683	1972
VFSP-1500	1500 kg	1256x840x78 mm	22015684	1972

Aviator 5000



Nový standard pro mobilní obchod

- ✓ Zabudovaná dobíjitelná baterie
- ✓ Vylepšená membránová klávesnice s vyměnitelnou kartou pro přednastavené položky
- ✓ Integrovaná madla pro lepší přenosnost a navíc kabelu

Aplikace	Vážení a výpočet ceny
Displej	3 - řádkový podsvícený LCD displej se 6-ti číslicemi pro hmotnost, 6-ti číslicemi pro jednotkovou cenu a se 6-ti číslicemi pro celkovou cenu. Přes kabel nebo dobíjitelnou baterii
Napájení	Vážicí miska z nerezové ocele
Konstrukce	
Další vlastnosti	Vylepšená membránová klávesnice - 50 PLU (paměť na cenu) a 32 přednastavitelných položek s vyměnitelnou kartou pro přednastavené položky. Nastavitelné protismykové gumové nožičky & libela na předním panelu, integrovaná madla a místo pro uložení napájecího kabelu.



Model	Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
A51PH12L	12kg	2g	240mm x 337mm	83032837	207
A51P15L	15kg	5g	240mm x 337mm	83032838	207

viz stranu 53 příslušenství



Aviator 7000

Univerzální pultová váha do všech typů prodejen

- ✓ Více možností připojitelnosti - POS, Externí tiskárna, RS232 nebo USB
- ✓ Rychlá dotyková klávesnice s vyměnitelnou kartou pro přednastavené položky a náhradními kartičkami
- ✓ Standardní NiMH baterie nebo standardní tužkové baterie a integrované madlo pro jednoduché přenášení váhy.

Aplikace	Vážení a výpočet ceny
Displej	4 - řádkový podsvícený LCD displej se 6-ti číslicemi pro hmotnost, 6-ti číslicemi pro jednotkovou cenu, se 7-mi číslicemi pro celkovou cenu a se 4-mi číslicemi pro přednastavenou táru
Napájení	Přes kabel a 6 x NiMH nebo tužkové baterie
Komunikace	RS232/ USB
Konstrukce	Vážicí miska z nerezové ocele
Další vlastnosti	Vylepšená membránová klávesnice - 99 PLU (paměť na cenu) a 32 přednastavitelných položek s vyměnitelnou kartou pro přednastavené položky, vyměnitelné kratičky pro přednastavené položky. Nastavitelné protismykové gumové nožičky & libela na předním panelu, integrovaná madla a místo pro uložení napájecího kabelu.



Model	Vybavení	Váživost	Dílek (d=e)	Váž. plošina	Obj. číslo	Cena €
A71P3N		3kg	1g	240mm x 337mm	83032842	227
A71P6TN	s veží	6kg	2g	240mm x 337mm	83032850	257
A71PH12N		12kg	2g	240mm x 337mm	83032844	227
A71P15TN	s veží	15kg	5g	240mm x 337mm	83032852	257
A71P15N		15kg	5g	240mm x 337mm	83032845	227
A71P30N		30kg	10g	240mm x 337mm	83032846	227

viz stranu 53 příslušenství





Závaží OIML E2

Individuální nerezová závaží (monobloc),
v plastové kazetě

Model	Obj. číslo	Cena €
5 g, OIML E2	11117000	67
10 g, OIML E2	11117001	69
20 g, OIML E2	11117002	79
50 g, OIML E2	11117003	93
100 g, OIML E2	11117004	99
200 g, OIML E2	11117005	122
5 g, OIML E2 s certifikátem	11117018	145
10 g, OIML E2 s certifikátem	11117019	147
20 g, OIML E2 s certifikátem	11117020	156
50 g, OIML E2 s certifikátem	11117021	171
100 g, OIML E2 s certifikátem	11117022	215
200 g, OIML E2 s certifikátem	11117023	240

Závaží OIML M1

Individuální nerezová závaží s justovací dutinou,
v plastové kazetě

Model	Obj. číslo	Cena €
1 g OIML M1	11117141	7
2 g OIML M1	11117142	7
5 g OIML M1	11117143	8
10 g OIML M1	11117144	8
20 g OIML M1	11117145	9
50 g OIML M1	11117146	11
100 g OIML M1	11117147	17
200 g OIML M1	11117148	24
500 g OIML M1	11117149	40
1 kg OIML M1	11117150	64
2 kg OIML M1	11117151	105
5 kg OIML M1	11117152	230
10 kg OIML M1	11117153	346

Model	Obj. číslo	Cena €
1 g OIML M1 s certifikátem	11117220	47
2 g OIML M1 s certifikátem	11117221	47
5 g OIML M1 s certifikátem	11117222	48
10 g OIML M1 s certifikátem	11117223	48
20 g OIML M1 s certifikátem	11117224	49
50 g OIML M1 s certifikátem	11117225	51
100 g OIML M1 s certifikátem	11117226	77
200 g OIML M1 s certifikátem	11117227	82
500 g OIML M1 s certifikátem	11117228	100
1 kg OIML M1 s certifikátem	11117229	139
2 kg OIML M1 s certifikátem	11117230	179
5 kg OIML M1 s certifikátem	11117231	305
10 kg OIML M1 s certifikátem	11117232	520

Obdélníkové závaží 5 kg M1	87000009	64
Obdélníkové závaží 10 kg M1	87000008	84
Obdélníkové závaží 20 kg M1	87000007	108



Závaží OIML F1

Individuální nerezová závaží s justovací
dutinou, v plastové kazetě

Model	Obj. číslo	Cena €
1 g OIML F1	11117035	36
2 g OIML F1	11117036	37
5 g OIML F1	11117037	39
10 g OIML F1	11117038	43
20 g OIML F1	11117039	48
50 g OIML F1	11117040	52
100 g OIML F1	11117041	64
200 g OIML F1	11117042	83
500 g OIML F1	11117043	137
1 kg OIML F1	11117044	187
2 kg OIML F1	11117045	280
5 kg OIML F1	11117046	425
10 kg OIML F1	11117047	771
1 g OIML F1 s certifikátem	11117091	91
2 g OIML F1 s certifikátem	11117092	93
5 g OIML F1 s certifikátem	11117093	95
10 g OIML F1 s certifikátem	11117094	99
20 g OIML F1 s certifikátem	11117095	105
50 g OIML F1 s certifikátem	11117096	109
100 g OIML F1 s certifikátem	11117097	144
200 g OIML F1 s certifikátem	11117098	164
500 g OIML F1 s certifikátem	11117099	216
1 kg OIML F1 s certifikátem	11117100	286
2 kg OIML F1 s certifikátem	11117101	378
5 kg OIML F1 s certifikátem	11117102	523
10 kg OIML F1 s certifikátem	11117103	916

Závaží OIML M3

Individuální nerezová závaží s justovací dutinou,
v plastové kazetě

Model	Obj. číslo	Cena €
1 g OIML M3	11117206	6
2 g OIML M3	11117207	6
5 g OIML M3	11117208	7
10 g OIML M3	11117209	7
20 g OIML M3	11117210	8
50 g OIML M3	11117211	10
100 g OIML M3	11117212	14
200 g OIML M3	11117213	21
500 g OIML M3	11117214	35
1 kg OIML M3	11117215	54
2 kg OIML M3	11117216	88
5 kg OIML M3	11117217	197
10 kg OIML M3	11117218	294

Model	Obj. číslo	Cena €
1 g OIML M3 s certifikátem	11117234	42
2 g OIML M3 s certifikátem	11117235	42
5 g OIML M3 s certifikátem	11117236	43
10 g OIML M3 s certifikátem	11117237	43
20 g OIML M3 s certifikátem	11117238	45
50 g OIML M3 s certifikátem	11117239	47
100 g OIML M3 s certifikátem	11117240	70
200 g OIML M3 s certifikátem	11117241	75
500 g OIML M3 s certifikátem	11117242	90
1 kg OIML M3 s certifikátem	11117243	125
2 kg OIML M3 s certifikátem	11117244	275
5 kg OIML M3 s certifikátem	11117245	160
10 kg OIML M3 s certifikátem	11117246	467

Sady závaží M1

Model	Obj. číslo	Cena €
Sada 12 hliníkových závaží 1 mg–500 mg v plastové kazetě	87000010	87
Sada 21 závaží (hliníkové, poniklované mosazné a nerezové) 1 mg–100 g v plastové kazetě	87000011	190
Sada 23 závaží (hliníkové, poniklované mosazné a nerezové) 1 mg–100 g v plastové kazetě	87000012	232
Sada 8 mosazných závaží pro školní účely 1 g–50 g v plastové kazetě	87000013	91
Sada 12 závaží (hliníkové, poniklované mosazné a nerezové) 1 g–500 g v plastové kazetě	87000014	202
Sada 13 závaží (hliníkové, poniklované mosazné a nerezové) 1 g–1000 g v plastové kazetě	87000015	322
Sada 15 závaží (hliníkové, poniklované mosazné a nerezové) 1 g–2000 g v plastové kazetě	87000016	563
Sada závaží F1 1 mg–500 mg s kalibračním certifikátem v plastové kazetě	87000034	309
Sada závaží F1 1 g–500 g s kalibračním certifikátem v plastové kazetě	87000035	619



Software & Tiskárny

OHAUS DAS (Data Acquisition Software)

Kompatibilné skoro se všemi neověřenými OHAUS váhami s RS232 rozhraním

- ✓ Transfer dat (datum, brutto, netto, tára, vážní jednotky, čas...) přímo do tabulkového háčku
- ✓ Možnost přeložení do jiných jazyků

Se software OHAUS DAS můžete získávat data do PC ze všech vah Ohaus vybavených rozhraním RS232.

Model	Obj. číslo	Cena €
OHAUS DAS software	80253300	128



- Automatické získávání dat:** Software DAS umožňuje získávání specifických dat z vah automaticky nebo stiskem jednoho tlačítka. Získávané údaje se automaticky objeví v tabulce.
- Automatická editace dat** Software DAS analyzuje a edituje získaná data na relevantní informace (datum, brutto, netto, vážní jednotka, čas....). Možné informace sú závislé od modelu váhy.
- Jednoduchý export** Software DAS umožňuje export získaných dat do souborů Excel.
- Více jazyků** Software DAS je možné přeložit do libovolného jazyka bez toho, aby se přepsal zdrojový kód.

Tiskárny

Kompatibilní se všemi vahami OHAUS s RS232 rozhraním

Model	Obj. číslo	Cena €
Termotiskárna bez kabelů – STP103-EU	80251993	312
Jehličková tiskárna CBM910 bez kabelů – EU	80252043	414

Příslušenství k tiskárně	Obj. číslo	Cena €
Kazeta s tiskovou páskou pre CBM910	80251933	13
Papír pro CBM910	80251932	8
Papír pro STP103	80251931	4



Tiskárny jsou dodány bez přípojovacích kabelů. Vyberte si vhodný kabel ze seznamu na další straně.



Příslušenství k laboratorním vahám

Tiskárny



Kabel



Sady



Software



Sady pro stanovení hustoty

g/cm³

Přídavný displej



	Obj. číslo	Cena €	CS Series	Scout® Pro	Traveler	Navigator	Pioneer™	Adventure® Pro	Explorer® High Capacity	Explorer®	Discovery	MB35/ MB45	MB23/MB25
Jehličková tiskárna CBM910 bez kabelů – EU	80252043	414		•	•	•	•	•			•	•	•
Termotiskárna bez kabelů – STP103-EU	80251993	312		•	•	•	•	•			•	•	•
Kabelový adaptér pro CBM910 pro váhy Scout Pro a Traveler	80251934	12		•	•	•							
Kabelový adaptér pro STP103 pro váhy Scout Pro a Traveler	80251930	12		•	•	•							
Kabel pro tiskárnu CBM910 pre Explorer Pro, Voyager Pro, AP, AR	80500570	62											
Kabel pro STP103, pro váhy Explorer a Voyager Pro, AP, AR	80252580	64											
Kabel RS232, T31-71P pro STP103	80252581	82					•	•			•	•	•
Kabel pro CBM910, pro váhy Trooper, Trooper Count, CD	80252573	82											
Kabel pro CBM910, pro modely vah TxxXW, CKW55 a CW11	80252574	55											
Kabel pro STP103 pro modely vah Trooper, Trooper Count, CD	80252583	82											
Kabel pro STP103 pro modely TxxXW, CKW55 a CW11	80252584	55											
Kabel RS232, T31-T71P pro CBM910	80252571	82					•	•			•	•	•
Kabel pro rozhraní – PC 9kolíkový pro váhy : MB Series, Discovery, Ranger, Defender DxxP, Indikátory Defender TxxP, Pioneer, Adventurer Pro, Explorer	00410024	62					•	•			•	•	•
Kabel do snímače	80500737	3											
Kabelový kit pro snímač	80500736	47											
Kabel na rozhraní - PC, 9kolíkový pro TxxXW, CKW55 a CW11	80500552	56											
Kabel na rozhraní - PC, 9kolíkový pro Adventurer Pro, DV, MB, Rgr, T31/51P, Explorer	80500525	62											
Kábel na rozhraní - PC, 9kolíkový pro Trooper, Trooper Count, indikátory CD	80500433	62											
Kabel Ranger RS232 pro 2. plošinu	21252588	62											
Kábel na rozhraní - T31P-T71P, 25 kolíkový	80500524	134											
Prodlužovací kabel pro propojení displeje pro Explorer	83021083	10								•			
Sada Relé AC pro T51/T71	80500720	190											
Sada Alibi-paměť pro T71	80500503	57											
Sada Relé DC pro T51, T71	80500727	162											
Pedálový spínač – sada	71173378	34											
Sada pedálového snímače pro FD, V5000	71169633	34											
Sada nožního spínací pro Explorer	83021086	56								•			
Sada Relé AC pro CKW	71167967	355											
Sada Relé DC pro CKW	71173377	292											
RS232 (sada rozhraní), T51, T71	80500733	36											
Sada rozhraní RS422/485 pro T51, T71	80500731	52											
Sada rozhraní RS422/485 pro CKW	71167965	175											
USB kabel (Typ A do B) pro Explorer	83021085	10								•			
Sada RS232 rozhraní pro Scout Pro, Traveler & Navigator	83032107	36		•	•	•							
Sada USB rozhraní pro Scout Pro, Traveler & Navigator	83032108	45		•	•	•							
Sada druhého RS232 rozhraní pro váhy Adventurer Pro	80850092	41						•					
Sada USB rozhraní pro váhy Adventurer Pro	83033014	98						•					
Sada ETHERNET rozhraní pro Navigator	83032109	57				•							
2.RS232 rozhraní pro Explorer	83021081	37								•			
Ethernetové rozhraní pro Explorer	83021082	84								•			
OHAUS DAS Softvér pre váhy s RS232	80253300	128		•	•	•	•	•		•	•	•	•
Sady pro stanovení hustoty pro Adventurer, Adventurer Pro, Adventurer SL, Pioneer, Explorer, Explorer Pro, Voyager, Voyager Pro	80253384	410					•	•		•			
	00223015	468											
Sada pro určení hustoty – pro váhy Scout Pro	71147378	12		•									
Přídavný displej TAD7 pro Pioneer	80251396	60					•						
Přídavný displej TAD7 pro SPU a TA	80251395	48		•	•								
Přídavný displej AVD7 pro Adventurer Pro	80251397	88						•					

49

Ochranné prvky



Misky



Kryty



Kufre



Akumulátor



MB příslušenství



Další



	Obj. číslo	Cena €	CS Series	Scout® Pro	Traveler	Navigator	Pioneer™	Adventurer® Pro	Explorer® High Capacity	Explorer®	Discovery	MB35/ MB45	MB23/MB25
Pojistka proti odcizení pro AP a Discovery	00223150	113									•		
Pojistka proti odcizení pro MB, Explorer, Voyager (s váživostí do 8 kg)	80850043	127								•		•	•
Pojistka proti odcizení pro Scout Pro, Pioneer, Adventurer, Explorer/Voyager (modely s váživostí 8 kg a více), Traveler, Navigator	80850000	41		•	•	•	•	•	•	•			
Plastová nádoba 1050 ml pro CS	80850075	10	•										
Nerezová vážící miska pro CS	80850076	17	•										
Velká nerezová vážící miska 290 x 200 mm, pro BW (nevhodné pro ověřené modely)	72188486	21											
Držák na hranolky pro Valor 3000	80251148	33											
Držák na zmrzlinové kornoutky pro Valor 3000	80251149	50											
Nerezová vážící miska pro Catapult	80251248	24											
Nerezová vážící miska pro CL (sníží váživost o 80 g)	80010623	10											
Nerezová vážící miska na sendviče pro Valor 3000	80251147	36											
Ochranný kryt pro Adventurer Pro, SL – modely s velkým krytem	12103879	16						•					
Ochranný kryt pro Adventurer Pro Adventurer Pro, SL – malé modely napájení na baterie	12103980	16						•					
Ochranný kryt pro Scout Pro (sada 3 ks)	71168909	11		•									
Ochranný kryt pro Discovery	12103498	17									•		
Ochranný kryt pro Explorer & Voyager	80850042	19							•	•			
Ochranný kryt na displej pro MB35/45	80850085	32										•	•
Ochranný kryt na displej pro Pioneer	83020221	17					•						
Ochranný kryt vinylový pro AP a Discovery	00223147	60									•		
Ochranný kryt pro EB	80120028	23											
Ochranný kryt pro Ranger – velké rozměry	21203720	21											
Ochranný kryt pro Ranger – malé rozměry	21203719	21											
Ochranný kryt pro V51/FD	80251140	8											
Ochranný kryt pro Navigator XT	83032221	14				•							
Ochranný kryt pro Navigator XL	83032222	14				•							
Ochranný kryt pro Navigator NV	83032223	14				•							
In-use cover, terminal EX	83033633	19								•			
Přepavní kufřík pro CS	80010624	19	•										
Přepavní kufřík pro Scout Pro	80850028	61		•									
Přepavní kufřík pro FD, F51	80251394	58											
Přepavní kufřík pro Ranger (velké modely), Trooper, Trooper Count	80850084	291											
Přepavní kufřík pro Ranger (malé modely)	80850083	267											
Transportní kufřík pro Navigator XT	83032224	41				•							
Transportní kufřík pro Navigator XL	83032225	41				•							
Transportní kufřík pro Navigator NV	83032226	41				•							
Akumulátor (nabíjecí), T51, T71	80500729	110											
Akumulátor vnitřní (nabíjecí) pro CKW	71167966	269											
Akumulátor (dobíjecí) pro CKW	71172942	188											
Internal rechargeable battery kit for Navigator XL & XT	83032106	47				•							
Jednorázové misky pro MB (80 ks /bal.)	80850086	25										•	•
Podložky ze skelných vláken (200 ks/bal.)	80850087	38										•	•
Držák na misku pro MB	11113873	35										•	•
Vícenásobně použitelné misky (3 ks/bal.) MB	80850088	69										•	•
Sada na kalibraci teploty	11113857	263										•	•
Sada držáku pro montáž terminálu pro Explorer	83021102	57								•			
Ochranou proti vetru	83021084	205								•			

[illegible]

Příslušenství k průmyslovým vahám

Sloupce a držáky

Obj. číslo Cena €

	CL & YA	Catapult	EB / EC	Trooper® Basic	V3000	V5000 / FD	BW	Ranger™ Basic / Ranger™ Hi-Res	Trooper® Count	Ranger™ Count / Ranger Count Plus	Ranger™ Count Plus Hi-Res	D2000	D3000 Standard / T31P	D3000 SS / Hybrid / T32XW	D5000 Standard / T51P	D5000 SS / T51XW	D7000 Standard / T71P	D7000 SS / T71XW	CKW Checkweigher / CKW 55	D2200/T32M	Defnder™ 3000 Floor Scale + T32M	Defnder™ 3000 Floor platform	VE + T31P	VES + T32XW	VFP + T51P	VFS + T51XW	VE Pallet-U frame + T31P	VE Pallet-U frame SS + T32XW	VFPP + T51P	VFSP + T51XW
Montážní sada k základu váhy pro T51P/T71P															•	•														
Sloup – sada, 350 mm nerezová ocel pro plošiny D5000, T51XW, T71XW															•	•	•													
Sloup – sada, 35 cm lakovaná ocel pro T51, T71															•	•	•													
Sloup – sada, 680 mm lakovaná ocel pro plošiny Defender / T51P, T71P															•	•	•													
Sloup – sada, 68 cm (nerezová ocel) pro T51, T71																•	•	•												
Sloup z tubulární nerezové oceli, 230 mm pro CKW/ CKW55																			•											
Konzola pro CKW55																			•											
Montážní rám do podlahy, lakovaná ocel pro VFP-CS																								•						
Montážní rám do podlahy, lakovaná ocel pro VFP-DS																								•						
Montážní rám do podlahy, lakovaná ocel pro VFP-E																								•						
Montážní rám do podlahy, lakovaná ocel pro VFP-ES																								•						
Montážní rám do podlahy, lakovaná ocel pro VFP-G																								•						
Montážní rám do podlahy, nerezová ocel pro VFS-CS																									•					
Montážní rám do podlahy, nerezová ocel pro VFS-DS																									•					
Montážní rám do podlahy, nerezová ocel pro VFS-E																									•					
Montážní rám do podlahy, nerezová ocel pro VFS-ES																									•					
Montážní rám do podlahy, nerezová ocel pro VFS-G																									•					
Montážní rám do podlahy 800 mm pro DF																						•								
Montážní rám do podlahy 1000 mm pro DF																						•								
Montážní rám do podlahy 1200 mm pro DF																						•								
Montážní rám do podlahy 1500 mm pro DF																						•								
Montážní rám do podlahy 1200 mm x 1500 mm pro DF																						•								
Rampa 1000 mm pro VE, lakovaná ocel																							•							
Rampa 1000 mm pro VE, nerezová ocel																								•						
Rampa 1000 mm pro VFP, lakovaná ocel																									•					
Rampa 1000 mm pro VFS, nerezová ocel																										•				
Rampa 1250 mm pro VE, lakovaná ocel																							•							
Rampa 1250 mm pro VE, nerezová ocel																								•						
Rampa 1250 mm pro VFP, lakovaná ocel																									•					
Rampa 1250 mm pro VFS, nerezová ocel																										•				
Rampa 1500 mm pro VE, lakovaná ocel																							•							
Rampa 1500 mm pro VE, nerezová ocel																								•						
Rampa 1500 mm pro VFP, lakovaná ocel																									•					
Rampa 1500 mm pro VFS, nerezová ocel																										•				
Rampa 800 mm pro VFP, lakovaná ocel																									•					
Rampa 800 mm pro VFS nerezová ocel																										•				
Rampa 800 mm pro DF																						•								
Rampa 1000 mm pro DF																						•								
Rampa 1200 mm pro DF																						•								
Rampa 1500 mm pro DF																						•								
Sada nerezových fixačních nožek pro VE (2ks)																								•						
Sada ocelových fixačních nožek pro VE (2ks)																							•							
Sada nerezových fixačních nožek pro VFP (2 ks)																									•					
Sada ocelových fixačních nožek pro VFS (2ks)																									•	•				

Rámy

Rampy

Příslušenství k váham s výpočtem ceny

Tiskárny



Kabel



Sady



Misky



Akumulátor



	Obj. číslo	Cena €	AV5000	AV7000
Externí tiskárna pro Aviator 7000	72248934	375		•
Papírová rule pro Aviator 7000	83032812	6		•
Kabel pro externí tiskárnu pro Aviator 7000	72249531	26		•
RS232 -POS konektor pro Aviator 7000	72237981	33		•
USB - POS konektor pro Aviator 7000	72237984	45		•
Plastový ochranný kryt na vážící misku pro Aviator Series	72247039	12	•	•
Plastový ochranný kryt na váhu pro Aviator Series	72247038	26	•	•
Hluboká vážící miska pro Aviator Series	72247115	54	•	•
Dobíjitelná baterie NiMH (6ks) pro Aviator 7000	72151831	114	•	

Terminologie

Definice

InCal™

Interní kalibrace. Váhy se kalibrují pomocí interních motorizovaných závaží. Interní kalibraci si můžete aktivovat stlačením jediného tlačítka nebo se při prvním zapnutí váhy spustí automaticky.

AutoCal™

Plně automatická kalibrace. Váhy se kalibrují automaticky pomocí zabudovaných motorizovaných závaží, při změnách teploty (má značný vliv na přesnost vážení) nebo při nastavených časových intervalech.

APW

Průměrná hmotnost za kus. Průměrná hmotnost jednoho kusu při aplikaci počítání kusů.

Automatická optimalizace

Automatické přepočítávání průměrné hmotnosti. Zvýší se tím přesnost počítání kusů i u menšího množství přidávaného vzorku.

Produkty se znakem CE

Ověřené váhy s EC typovou zkouškou jsou konstruované a vyrobené tak, aby splnily všechny metrologické požadavky ES. Ověřené váhy s EC certifikátem jsou označeny zeleným M.

Dělení: d

Skutečné dělení. Rozdíl mezi dvěma následujícími zobrazenými hodnotami v dané jednotce. Označení odečitatelnosti nebo dělení pod značkou d.

Ověřené dělení: e

Ověření dělení. Rozdíl mezi dvěma následujícími zobrazenými hodnotami v dané jednotce u ověřených modelů. Označení odečitatelnosti nebo dělení pod značkou e.

Objednání nemůže být snadnější

Objednání přes náš nový e-Shop v dealerské zóně

Náš přátelský e-Shop zjednoduší proces pohodlného objednávání. Na e-Shop se dostanete jednoduše z webové stránky www.ohaus.com kliknutím na tlačítko Dealer Zone, stačí zadat Vaše přihlašovací údaje a heslo, které jste dostali od vašeho manažera:

- ✓ Vaše heslo vám zaručí přístup do přehledné dealerské zóny, zaručuje vám správné slevy a adresu dodání objednaného zboží.
- ✓ Objednávky jsou přijaté bezprostředně do našeho skladového a výrobního systému, což přináší rychlejší dodání zboží a vyšší efektivitu.
- ✓ Po zaslání vaší objednávky do 24 hodin dostanete potvrzení objednávky s dodacím termínem, což vám umožní informování vašeho zákazníka o dodání zboží.

Objednávání faxem, e-mailem nebo telefonem přes náš Sales Support Team

- ✓ Po zaslání vaší objednávky do 24 hodin dostanete potvrzení objednávky s dodacím datem na váš e-mail.

Kontrola objednávky

Online sledování objednávek

- ✓ Pokud jste si objednávali přes e-Shop, máte možnost sledovat vaši objednávku online a zároveň je možné si prohlédnout i předcházející objednávky.

Sledování objednávky pomocí Sales Support Teamu

- ✓ Sales Support Team vás informuje o stavu vaší objednávky, kterou jste poslali faxem nebo mailem.

Dealerská zóna

Na www.ohaus.com si vyberte Vaší zemi a klikněte na tlačítko Dealer Zone.

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky si můžete vyhledat v e-Shopu. Na www.ohaus.com si vyberte vaši zemi a klikněte na tlačítko Dealer Zone. Objednávky nad 300€ (netto) jsou dodávány zdarma s výjimkou plošinových a paletových vah.



Všeobecné podmínky jsou k dispozici v e-Shopu nebo prostřednictvím Sales Support Team.

